

Particelle embolizzanti BEARING nsPVA

Scheda di preparazione



1 Rimuovere lo stantuffo da una siringa da 30 ml standard.



2 Rimuovere il tappo a vite dalla fiala e trasferire le **particelle embolizzanti BEARING nsPVA** nel cilindro della siringa. Inserire di nuovo lo stantuffo nella siringa.



3 Aspirare **10 ml** di mezzo di contrasto e **10 ml** di cloruro di sodio allo 0,9%.



4 Per garantire un'idratazione e una sospensione adeguate, agitare delicatamente la miscela di mezzo di contrasto/soluzione fisiologica delle **sfere embolizzanti BEARING nsPVA** e attendere **2-3 minuti** prima dell'iniezione.



5 Collegare la siringa da 30 ml a uno degli ingressi di un rubinetto di arresto a 3 vie Luer-Lock. Collegare una siringa per iniezione da 1 ml o 3 ml ad un altro ingresso sul rubinetto di arresto.

NOTA: se si desidera, è possibile collegare un catetere all'ingresso libero del rubinetto di arresto.



NOTA: debollare completamente il sistema prima dell'iniezione.

Aspirare la miscela del mezzo di contrasto/soluzione fisiologica delle **particelle embolizzanti BEARING nsPVA** lentamente e delicatamente in modo da minimizzare la possibilità di introdurre aria nel sistema.



7 Iniettare la miscela di mezzo contrasto/soluzione fisiologica delle **particelle embolizzanti BEARING nsPVA** nel catetere di rilascio in fluoroscopia, tramite un'iniezione pulsata lenta e osservando la portata del mezzo di contrasto.

NOTA: se non si nota alcun effetto sulla portata, ripetere la procedura di somministrazione con ulteriori iniezioni di miscela del mezzo di contrasto/soluzione fisiologica delle particelle embolizzanti BEARING nsPVA. Se le iniezioni iniziali non alterano la portata del mezzo di contrasto, considerare l'uso di particelle embolizzanti BEARING nsPVA di dimensioni maggiori. L'endpoint dell'embolizzazione deve essere valutato con estrema attenzione.

NOTA: al termine del trattamento rimuovere il catetere mantenendo una lieve aspirazione, in modo da evitare la migrazione delle particelle embolizzanti BEARING nsPVA che si trovano ancora all'interno del lume del catetere.



Merit Medical Systems, Inc.: www.merit.com
 1600 West Merit Parkway • South Jordan, Utah 84095 • 1-801-253-1600 • 1-800-35-MERIT
 Merit Medical EUROPE, MIDDLE EAST, AND AFRICA (EMEA):
 Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport • Paesi Bassi • Tel: +31 43 358 82 22
 Merit Medical Ireland Ltd. • Parkmore Business Park West • Galway, Irlanda • +353 (0) 91 703 733
 Numero verde per chiamate dai seguenti paesi: Austria 0800 295 374 • Belgio 0800 72 906 (olandese)
 0800 73 172 (francese) • Danimarca 80 88 00 24 • Francia 0800 91 60 30 • Finlandia 0800 770 586
 Germania 0800 182 0871 • Irlanda (repubblica) 1800 553 163 • Italia 800 897 005
 Lussemburgo 8002 25 22 • Paesi Bassi 0800 022 81 84 • Norvegia 800 11629 • Svezia 020 792 445
 Regno Unito 0800 973 115