

BEARING nsPVA Embolizasyon Partikülleri Hazırlık Tablosu



Standart bir 30 ml şırıngadan pistonu çıkarın.



Çevrilerek takılan kapağı flakondan çıkarın ve **BEARING nsPVA Embolizasyon Partiküllerini** şırınga haznesine aktarın. Pistonu tekrar şırıngaya takın.



10 ml kontrast madde ve **10 ml** % 0,9 NaCl aspire edin.



Uygun hidrasyon ve süspansiyonu sağlamak üzere **BEARING nsPVA Embolizasyon Partikülleri** salın/kontrast madde karışımını hafifçe sallayın ve enjeksiyondan önce **2-3 dakika** bekleyin.



30 ml şırıngayı bir luer lock 3 yollu stopkokun bir portuna takın. 1 ml veya 3 ml enjeksiyon şırıngasını stopkokta başka bir porta takın.

NOT: Istenirse stopkokta kalan porta bir kateter takılabilir.



NOT: Enjeksiyondan önce sistemden tüm havayı boşaltın.

BEARING nsPVA Embolizasyon Partikülleri salın/kontrast madde karışımını enjeksiyon şırıngasına sisteme hava sokma potansiyelini minimuma indirmek üzere yavaşça ve hafifçe çekin.



BEARING nsPVA Embolizasyon Partikülleri salın/kontrast madde karışımını iletme kateterine floroskopik görüntüleme altında kontrast madde akış hızını gözlerken yavaş, pulsatil bir enjeksiyon kullanarak enjekte edin.

NOT: Akış hızı üzerine bir etkisi olmuyorsa iletme işlemini ek BEARING nsPVA Embolizasyon Partikülleri salın/kontrast madde karışımı enjeksiyonlarıyla tekrarlayın. Başlangıçtaki enjeksiyonlar kontrast madde akış hızını değiştirmezse daha büyük BEARING nsPVA Embolizasyon Partikülleri kullanmayı düşünün. Embolizasyon son noktasını belirlerken konservatif bir şekilde karar verin.

NOT: Tedavi tamamlandığında kateteri, halen kateter lümeni içindeki BEARING nsPVA Embolizasyon Partiküllerini yerinden oynatmamak için hafif aspirasyonu devam ettirerek çıkarın.



Merit Medical Systems, Inc.:

1600 West Merit Parkway • South Jordan, Utah 84095 • 1-801-253-1600 • 1-800-35-MERIT

Merit Medical EUROPE, THE MIDDLE EAST AND AFRICA (EMEA):

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport • Hollanda • Tel: +31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd. • Parkmore Business Park West • Galway, İrlanda • +353 (0) 91 703 733

Belirli ülkeler için ücretsiz telefon: Avusturya 0800 295 374 • Belçika 0800 72 906 (Flamanca) 0800 73 172 (Fransızca)

Danimarka 80 88 00 24 • Fransa 0800 91 60 30 • Finlandiya 0800 770 586 • Almanya 0800 182 0871

İrlanda (Cumhuriyet) 1800 553 163 • İtalya 800 897 005 • Lüksemburg 8002 25 22 • Hollanda 0800 022 81 84

Norveç 800 11629 • İsveç 020 792 445 • Birleşik Krallık 0800 973 115

www.merit.com