



CARDIAC INTERVENTION

# Rad Board®

ET ACCESSOIRES

Efficacité  
et protection



## NOTRE ATOUT RADIAL

Les avantages bien connus de l'**APPROCHE RADIALE** comprennent moins de saignements, une liberté de mouvement plus précoce pour le patient et des frais interventionnels réduits. Merit Medical vous propose une gamme de produits spécifiques à la voie radiale conçus pour optimiser l'**EFFICACITÉ** de vos interventions radiales en rationalisant et en standardisant votre mise en place. Ces accessoires comprennent un repose-bras radial doté d'une **PROTECTION** contre la dispersion des rayonnements pour améliorer la **SÉCURITÉ** du personnel médical.<sup>1</sup>



### Rad Trac™

Permet un positionnement facile du Rad Board lorsque le patient est sur la table

Pour toutes les tables de cathétérisme/radiologie

Réutilisable



### Rad Board Xtra™

Permet une extension du bras perpendiculairement à 90° durant l'accès

Offre un espace de travail supplémentaire de 28 cm lorsqu'il est placé à côté du Rad Board

Réversible et réutilisable



### Rad Rest®

Soutien du poignet et du coude

Stabilise et positionne le bras

Facilement ajustable pour s'adapter à toutes les longueurs de bras

Mousse souple pour plus de confort au patient



### Rad Board®

Le **RAD Board** est le seul repose-bras à offrir une protection contre les rayonnements diffusés

- 33-40% de réduction au niveau de la taille<sup>1</sup>
- 21-30% de réduction au niveau du cou<sup>1</sup>


Permet une installation standard rapide et facile pour vos interventions par accès radial

Pour toutes les tables de cathétérisme/radiologie

Réversible et réutilisable

Des rebords supportent le champ et aident à former un réservoir pour retenir les dispositifs et les fluides sur le repose-bras

Zone de protection contre le rayonnement diffusé



## INFORMATIONS DE COMMANDE

<sup>1</sup>Données conservées.

Référence	Description	Conditionnement
RB100	repose-bras Rad Board®	Vendu à l'unité, non stérile
RBX	Rad Board Xtra™	Vendu à l'unité, non stérile
RT913	Rad Trac™	Vendu à l'unité, non stérile
RR811	Rad Rest®	emballés individuellement, 10 unités par boîte, non stérile

Rad Board® et accessoires  
Repose-bras radial et accessoires pour interventions radiales  
Class I Non Sterile  
Fabriqué par Merit Medical  
Voir instructions d'utilisation  
Voir informations de commande

## MERITMEDICAL | EMEA

### Merit Medical France

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France  
+33 (0)1 30 57 24 24

### Merit Medical Europe, Middle East & Africa

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands  
+31 43 358 82 22

### Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland  
+35 39 170 37 33

### Merit Medical Systems, Inc.

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA  
+1 801 253 1600

### Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada

+1 801 208 4438

### Free phone for specific country

**Austria**  
0800 295 374

**Belgium**  
0800 72 906 (Dutch)  
0800 73 172 (French)

**Denmark**  
80 88 00 24

**Finland**  
0800 770 586

**France**  
0800 91 60 30

**Germany**  
0800 182 0871

**Ireland (Republic)**  
1800 553 163

**Italy**  
800 897 005

**Luxembourg**  
8002 25 22

**Netherlands**  
0800 022 81 84

**Norway**  
800 11629

**Sweden**  
020 792 445

**Sweden**  
020 792 445

**Switzerland**  
00800 9000 5060

**UK**  
0800 973 115