



CARDIAC INTERVENTION

# Rad Board®

UND ZUBEHÖR

Effizienz mit  
Schutz



## UNSERE RADIALE KOMPETENZ

Ein **TRANSRADIALER ZUGANG** bietet einige Vorzüge, darunter ein geringeres Blutungsrisiko und eine schnellere Mobilisierung des Patienten sowie Kostenersparnisse beim Eingriff. Zur Straffung, Standardisierung und Steigerung der **EFFIZIENZ** von Radialprozeduren bietet Merit Medical ein umfangreiches Portfolio an speziellen Radialprodukten. Dieses umfasst auch eine Armablage für transradiale Eingriffe mit integriertem **SCHUTZ** gegen Streustrahlung, um die **SICHERHEIT** des klinischen Personals zu erhöhen.<sup>1</sup>



### Rad Trac™

Ermöglicht eine leichte Platzierung des Rad Board am liegenden Patienten

Passt auf alle Katheterlabor- und Radiologietische

Wiederverwendbar



### Rad Board Xtra™

Erlaubt eine 90° Auslagerung des Arms während des Zugangs

Bietet 11" (28 cm) zusätzliche Arbeitsfläche, wenn an Rad Board angelegt

Doppelseitig und wiederverwendbar



### Rad Rest®

Sichere Stütze für Handgelenk und Ellenbogen

Sorgt für stabile Lagerung des Arms

Leicht auf alle Armlängen anzupassen

Weiches, Latex-freies\*\* Material  
Ergonomische, bequeme Form\*\*



### Rad Board®

**Rad Board** ist die einzige Armablage, die Schutz gegen Streustrahlung bietet.

- 33-40% weniger Streustrahlung auf Taillenhöhe<sup>1</sup>
- 1-30% weniger Streustrahlung auf Halshöhe<sup>1</sup>


Hervorragend als schnelle und einfache Standardvorrichtung für alle transradialen Eingriffe

Passt auf alle Katheterlabor- und Radiologietische

Doppelseitig und wiederverwendbar

Die seitlichen Stützen halten das Abdecktuch, so dass Instrumente und Flüssigkeiten auf der Ablage bleiben

Schutzbereich gegen Streustrahlung



## BESTELLANGABEN

<sup>1</sup>Archivierte Daten

Artikelnummer	Bezeichnung	Bestelleinheit
RB100	Rad Board® Armablage	einzel erhältlich, unsteril
RBX	Rad Board Xtra™	einzel erhältlich, unsteril
RT913	Rad Trac™	einzel erhältlich, unsteril
RR811	Rad Rest®	einzel verpackt, 10 Stück pro Karton, unsteril

## MERITMEDICAL | EMEA

### Merit Medical Europe, Middle East & Africa

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands  
+31 43 358 82 22

### Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland  
+35 39 170 37 33

### Merit Medical France

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France  
+33 (0)1 30 57 24 24

### Merit Medical Systems, Inc.

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA  
+1 801 253 1600

### Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada

+1 801 208 4438

### Free phone for specific country

**Austria**  
0800 295 374

**Belgium**  
0800 72 906 (Dutch)  
0800 73 172 (French)

**Denmark**  
80 88 00 24

**Finland**  
0800 770 586

**France**  
0800 91 60 30

**Germany**  
0800 182 0871

**Ireland (Republic)**  
1800 553 163

**Italy**  
800 897 005

**Luxembourg**  
8002 25 22

**Netherlands**  
0800 022 81 84

**Norway**  
800 11629

**Sweden**  
020 792 445

**Sweden**  
020 792 445

**Switzerland**  
00800 9000 5060

**UK**  
0800 973 115