



CARDIAC INTERVENTION

# Rad Board®

E ACCESSORI

Efficienza e  
protezione



## IL VANTAGGIO DELL'APPROCCIO RADIALE

I ben noti vantaggi dell'**APPROCCIO RADIALE** includono sanguinamenti più esigui, una più rapida ripresa della deambulazione dei pazienti e costi minori della procedura. Merit Medical offre una gamma di prodotti specifici per l'approccio radiale progettati per ottimizzare e semplificare ulteriormente l'**EFFICIENZA** delle vostre procedure. Gli accessori per l'approccio radiale includono un reggibraccio con **PROTEZIONE** dalle radiazioni disperse, che migliora la **SICUREZZA** del personale clinico.<sup>1</sup>



### Rad Trac™

Consente un facile posizionamento del Rad Board quando il paziente si trova sul tavolo

Si adatta a tutti i laboratori di cateterizzazione/a tutti i tavoli radiologici

Riutilizzabile



### Rad Board Xtra™

Consente un'estensione perpendicolare a 90° del braccio durante l'accesso

Fornisce uno spazio di lavoro aggiuntivo di 28 cm quando posizionato accanto al Rad Board

Reversibile e riutilizzabile



### Rad Rest®

Fornisce supporto al polso e al gomito

Stabilizza e posiziona il braccio

Si regola facilmente per accogliere braccia di qualunque lunghezza

Schiuma morbida per un miglior comfort del paziente



### Rad Board®

**Rad Board** è l'unico reggibraccio che offre una protezione dalle radiazioni disperse.

- 33-40% di riduzione a livello del torace<sup>1</sup>
- 21-30% di riduzione a livello del collo<sup>1</sup>


Consente una messa a punto rapida, semplice e standard delle procedure di accesso radiale

Si adatta a tutti i laboratori di cateterizzazione/a tutti i tavoli radiologici

Reversibile e riutilizzabile

I montanti sostengono un telo e formano un contenitore in cui conservare dispositivi e liquidi sul reggibraccio

Area di protezione dalle radiazioni disperse



## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

<sup>1</sup>Dati in archivio.

N. articolo	Descrizione	Unità ordinabile
RB100	Poggiabraccio Rad Board®	Venduto singolarmente, non sterile
RBX	Rad Board Xtra™	Venduto singolarmente, non sterile
RT913	Rad Trac™	Venduto singolarmente, non sterile
RR811	Rad Rest®	Confezionato singolarmente, 10 unità per scatola, non sterile

## MERITMEDICAL | EMEA

### Merit Medical Europe, Middle East & Africa

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands  
+31 43 358 82 22

### Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland  
+35 39 170 37 33

### Merit Medical France

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France  
+33 (0)1 30 57 24 24

### Merit Medical Systems, Inc.

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA  
+1 801 253 1600

### Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada

+1 801 208 4438

### Free phone for specific country

**Austria**  
0800 295 374

**France**  
0800 91 60 30

**Luxembourg**  
8002 25 22

**Sweden**  
020 792 445

**Belgium**  
0800 72 906 (Dutch)  
0800 73 172 (French)

**Germany**  
0800 182 0871

**Netherlands**  
0800 022 81 84

**Switzerland**  
00800 9000 5060

**Denmark**  
80 88 00 24

**Ireland (Republic)**  
1800 553 163

**Norway**  
800 11629

**UK**  
0800 973 115

**Finland**  
0800 770 586

**Italy**  
800 897 005

**Sweden**  
020 792 445