

PLATEAU DE PÉRICARDIOCENTÈSE



L'Urgence Maîtrisée

Tout ce que nécessite l'intervention est réuni dans un plateau prêt à l'emploi, à ranger sur une étagère



SOYEZ PRÊT !

Les plateaux de péricardiocentèse Merit offrent :

L'URGENCE MAÎTRISÉE

Tout ce que nécessite l'intervention, dans un plateau organisé et prêt à l'emploi, qui se range sur une étagère.

DES ÉCONOMIES DE TEMPS

Le temps auparavant passé à la préparation complète d'un kit peut maintenant être consacré au patient.

DES ÉCONOMIES D'ARGENT

L'utilisation de plateaux prêts à l'emploi fait gagner du temps au personnel et réduit le coût global des éléments.

UNE CONCEPTION SPÉCIFIQUE AUX PROCÉDURES

Les cathéters à haut débit ont été spécialement développés pour les péricardiocentèses.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence	Description
PC803EU	Cathéter pigtail 8.3F
PC804EU	Cathéter droit 8.3F
PC101	Cathéter pigtail 6F
PC201	Cathéter droit 6F



NOUVEAU ! bande-repère

Brevet des États-Unis n° 5,403,337 Autres brevets en instance aux États-Unis et dans d'autres pays



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical France
136 Ave. Joseph Kessel, 78960
Voisins Le Bretonneux, France
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600 1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

ÉLÉMENTS DU PLATEAU 8.3F :

Cathéter pigtail ou droit 8.5F (40cm) avec bande-repère
Dilatateur 8.5F (22 cm)
0,035" (0,89 mm) x 80 cm, à double extrémité (en J et droite)
fil-guide PTFE standard

aiguille à anesthésie 25G x 1 1/2" (3,8 cm)

aiguille à médicament 18G x 1 1/2" (3,8 cm)

aiguille à ponction 18G x 3,5" (9cm)

aiguille à ponction 18G x 5,9" (15cm)

Scalpel de sécurité Futura n° 11

Seringue 10 mL Luer-Lock

Seringue 20 mL Luer-Lock

Seringue 60 mL Luer-Lock

Sac collecteur de rejets 1000 mL avec déversoir

(2) Robinets à 3 voies grand diamètre

Câble double extrémité à pinces crocodiles

(10) Tampons de gaze 4" x 4" (10 x 10 cm)

Champ opératoire à fenêtre 60 x 60 cm

Champ opératoire triple couche à barrière absorbante 46 x 60 cm

Suture soie 3-0 avec aiguille courbe tranchante

Jeu d'étiquettes PAL - (4) sérum physiologique, jaunes

(4) spécimen, rouges, (4) lidocaïne, bleues



ÉLÉMENTS DU PLATEAU 6F :

Cathéter pigtail ou droit à grand débit 6F (60 cm)

Dilatateur 6F (22 cm)

0,035" (0,89 mm) x 80 cm, à double extrémité (en J et droite)

fil-guide PTFE extra-résistant

aiguille à anesthésie 22G x 2 3/8" (6 cm)

aiguille à médicament 19G x 1 1/2" (3,8 cm)

aiguille à ponction 18G x 3,5" (9cm)

aiguille à ponction 18G x 5,9" (15cm)

scalpel n° 11

Seringue 10 mL Luer-Lock

Seringue 60 mL Luer-Lock

Sac collecteur de rejets 1400 mL avec tube de raccordement

Robinet à 3 voies

Câble double extrémité à pinces crocodiles

(10) Tampons de gaze 4" x 4" (10 x 10 cm)

Champ opératoire à fenêtre 40 x 40 cm

Champ opératoire triple couche à barrière absorbante 46 x 60 cm

Pericardiocentesis Kit™

Kit pour les péricardiocentèses

MDD 93/42/EEC Classe III

CE 541480 (BSI)

Fabriqué par Merit Medical

Voir instructions d'utilisation

Voir informations de commande



Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (Français)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Portugal
308 801 034

Russia
+7 495 221 89 02

Sweden
020 792 445

Switzerland
(Deutsch)
+41 225180252
(Français)
+41 225948000
(Italiano)
+41 225180035
UK
0800 973 115