




PERIPHERAL INTERVENTION

DRAINAGEBEDARF AUS EINER HAND™

Alles, was sie für
Drainageverfahren
benötigen.



ABSPERRBARER DRAINAGEKATHETER

Bewältigen Sie Ihre anspruchsvollsten Drainageverfahren mit dem herausragenden absperrbaren Drainagekatheter von Merit. Der für Abszess-, Nephrostomie- und verschiedene andere Drainageverfahren konzipierte ReSolve wird mit einer Versteifungskanüle aus Metall, einer Versteifungskanüle aus Plastik und einem Trokarstilet geliefert.



- Katheterspitze ist im Pigtail positioniert um Gewebeerirritationen zu vermeiden.
- Am Katheterschaft angebrachter Tiefenmarker unterstützt die akkurate Platzierung und dient als Orientierung bei der Positionierung.
- Große Drainageöffnungen für maximale Flüssigkeitsableitung.
- Farbcodierte Ansatzstücke in Übereinstimmung mit den standardmäßigen French-Größentabellen für eine einfachere Identifizierung.
- Flexibles Polyurethanmaterial zur Vermeidung von Knicken und zur Gewährleistung einer hervorragenden Katheterflexibilität.
- Der Pigtail-Begradiger ermöglicht die einfache Einführung von Versteifungskanülen.
- Repositionierungsinstrument (im Lieferumfang enthalten) zum jederzeitigen Entsperrern und Neupositionieren des Katheters.
- Hochflexibles, röntgenundurchlässiges, in den Katheterschaft integriertes Markierungsband aus Platin.

BESTELLINFORMATIONEN

Katalognummer	French Größe	Arbeitslänge	Max. Führungsdraht	Farbe des Ansatzstücks	Drainageöffnungen
OHNE MARKIERUNGSBAND					
RLC-6-038	6,5F	25 cm	0,038" (0,97 mm)	Grün	8
RLC-7-038	7,5F	25 cm	0,038" (0,97 mm)	Red	8
RLC-8-038	8,5F	25 cm	0,038" (0,97 mm)	Blau	8
RLC-10-038	10F	25 cm	0,038" (0,97 mm)	Lila	8
RLC-12-038	12F	25 cm	0,038" (0,97 mm)	Gelb	9
RLC-14-038	14F	25 cm	0,038" (0,97 mm)	Orange	9
MIT MARKIERUNGSBAND					
RLC-6-038MB	6,5F	25 cm	0,038" (0,97 mm)	Grün	8
RLC-7-038MB	7,5F	25 cm	0,038" (0,97 mm)	Red	8
RLC-8-038MB	8,5F	25 cm	0,038" (0,97 mm)	Blau	8
RLC-10-038MB	10F	25 cm	0,038" (0,97 mm)	Lila	8
RLC-12-038MB	12F	25 cm	0,038" (0,97 mm)	Gelb	9
RLC-14-038MB	14F	25 cm	0,038" (0,97 mm)	Orange	9

5 Stück pro Packung

RC-RTOOL Repositionierungsinstrument 15 Stück pro Packung

DRAINAGEKATHETER-KITS

Die ReSolve-Kits beinhalten in praktischer Anordnung den ReSolve-Drainagekatheter, das MAK-NV, den Drainagebeutel und Dilatatoren und bieten daher alles, was Sie von der Punktion bis zur Fixierung benötigen.



BESTELLINFORMATIONEN

Katalognummer	French Größe	20 cm Dilatator French Größe	Markerband	Katheterfixierung
RLC-NV-6	6,5F	-	Nein	-
RLC-NV-7	7,5F	-	Nein	-
RLC-NV-8	8,5F	8F	Nein	-
RLC-NV-10	10F	8, 10F	Nein	-
RLC-NV-12	12F	8, 10, 12F	Nein	-
RLC-NV-14	14F	8, 10, 12, 14F	Nein	-
RLCMB-NV-6	6,5F	-	Ja	-
RLCMB-NV-7	7,5F	-	Ja	-
RLCMB-NV-8	8,5F	8F	Ja	-
RLCMB-NV-10	10F	8, 10F	Ja	-
RLCMB-NV-12	12F	8, 10, 12F	Ja	-
RLCMB-NV-14	14F	8, 10, 12, 14F	Ja	-
RLC-NV-6-SFX	6,5F	-	Nein	StayFIX (klein)
RLC-NV-7-SFX	7,5F	-	Nein	StayFIX (klein)
RLC-NV-8-SFX	8,5F	8F	Nein	StayFIX (klein)
RLC-NV-10-SFX	10F	8, 10F	Nein	StayFIX (klein)
RLC-NV-12-SFX	12F	8, 10, 12F	Nein	StayFIX (klein)
RLC-NV-14-SFX	14F	8, 10, 12, 14F	Nein	StayFIX (groß)
RLCMB-NV-6-SFX	6,5F	-	Ja	StayFIX (klein)
RLCMB-NV-7-SFX	7,5F	-	Ja	StayFIX (klein)
RLCMB-NV-8-SFX	8,5F	8F	Ja	StayFIX (klein)
RLCMB-NV-10-SFX	10F	8, 10F	Ja	StayFIX (klein)
RLCMB-NV-12-SFX	12F	8, 10, 12F	Ja	StayFIX (klein)
RLCMB-NV-14-SFX	14F	8, 10, 12, 14F	Ja	StayFIX (groß)
RLC-NV-6-REV	6,5F	-	Nein	Revolution
RLC-NV-7-REV	7,5F	-	Nein	Revolution
RLC-NV-8-REV	8,5F	8F	Nein	Revolution
RLC-NV-10-REV	10F	8, 10F	Nein	Revolution
RLC-NV-12-REV	12F	8, 10, 12F	Nein	Revolution
RLC-NV-14-REV	14F	8, 10, 12, 14F	Nein	Revolution
RLCMB-NV-6-REV	6,5F	-	Ja	Revolution
RLCMB-NV-7-REV	7,5F	-	Ja	Revolution
RLCMB-NV-8-REV	8,5F	8F	Ja	Revolution
RLCMB-NV-10-REV	10F	8, 10F	Ja	Revolution
RLCMB-NV-12-REV	12F	8, 10, 12F	Ja	Revolution
RLCMB-NV-14-REV	14F	8, 10, 12, 14F	Ja	Revolution

Als einzelne Einheiten verpackt.

ReSolve+™ ABSPERRBARER DRAINAGEKATHETER MIT KATHETERFIXIERUNG

Durch die praktische gemeinsame Verpackung von Drainagekatheter und Katheterfixierung sparen Sie Zeit und haben weniger Lagerbestandsanforderungen.



BESTELLINFORMATIONEN

Katalognummer	French Größe	Arbeitslänge	Markierungsband	Katheterfixierung
OHNE MARKIERUNGSBAND				
RLC-6-REV	6,5F	25 cm	Nein	Revolution™
RLC-6-SFX	6,5F	25 cm	Nein	StayFIX® (klein)
RLC-7-REV	7,5F	25 cm	Nein	Revolution™
RLC-7-SFX	7,5F	25 cm	Nein	StayFIX® (klein)
RLC-8-REV	8,5F	25 cm	Nein	Revolution™
RLC-8-SFX	8,5F	25 cm	Nein	StayFIX® (klein)
RLC-10-REV	10F	25 cm	Nein	Revolution™
RLC-10-SFX	10F	25 cm	Nein	StayFIX® (klein)
RLC-12-REV	12F	25 cm	Nein	Revolution™
RLC-12-SFX	12F	25 cm	Nein	StayFIX® (klein)
RLC-14-REV	14F	25 cm	Nein	Revolution™
RLC-14-SFX	14F	25 cm	Nein	StayFIX® (groß)
MIT MARKIERUNGSBAND				
RLCMB-6-REV	6,5F	25 cm	Ja	Revolution™
RLCMB-6-SFX	6,5F	25 cm	Ja	StayFIX® (klein)
RLCMB-7-REV	7,5F	25 cm	Ja	Revolution™
RLCMB-7-SFX	7,5F	25 cm	Ja	StayFIX® (klein)
RLCMB-8-REV	8,5F	25 cm	Ja	Revolution™
RLCMB-8-SFX	8,5F	25 cm	Ja	StayFIX® (klein)
RLCMB-10-REV	10F	25 cm	Ja	Revolution™
RLCMB-10-SFX	10F	25 cm	Ja	StayFIX® (klein)
RLCMB-12-REV	12F	25 cm	Ja	Revolution™
RLCMB-12-SFX	12F	25 cm	Ja	StayFIX® (klein)
RLCMB-14-REV	14F	25 cm	Ja	Revolution™
RLCMB-14-SFX	14F	25 cm	Ja	StayFIX® (groß)

5 Stück pro Packung



NICHT ABSPERRBARER DRAINAGEKATHETER

Bewältigen Sie Ihre anspruchsvollsten temporären Drainageverfahren mit dem nicht absperrbaren Drainagekatheter von Merit. Der für temporäre Abszess-, Nephrostomie- und verschiedene andere Drainageverfahren konzipierte ReSolve verfügt über eine J-Spitze oder eine gerade Spitze und wird mit einer Versteifungskanüle aus Metall und einem Trokarstilet geliefert.

- Große Drainagelöcher für maximale Ableitung.
- Konisch zulaufende Spitze und hydrophile Beschichtung (distal 10 cm) für eine sanftere Einführung und erhöhten Patientenkomfort.
- Farbcodierte Ansatzstücke in Übereinstimmung mit den standardmäßigen French-Größentabellen für eine einfachere Identifizierung.
- Flexibles Polyurethanmaterial zur Vermeidung von Knicken und zur Gewährleistung einer hervorragenden Katheterflexibilität.

BESTELLINFORMATIONEN

Katalognummer	Frenchgröße	Länge	Max Führungsdraht	Katheterspitze	Drainageöffnungen
RNL-6-038S	6,5F	20 cm	0.038" (0.97 mm)	Gerade	4
RNL-7-038S	7,5F	25 cm	0.038" (0.97 mm)	Gerade	4
RNL-8-038S	8,5F	25 cm	0.038" (0.97 mm)	Gerade	4
RNL-10-038S	10F	25 cm	0.038" (0.97 mm)	Gerade	4
RNL-12-038S	12F	25 cm	0.038" (0.97 mm)	Gerade	5
RNL-6-038J	6,5F	20 cm	0.038" (0.97 mm)	J-Form	4
RNL-7-038J	7,5F	25 cm	0.038" (0.97 mm)	J-Form	4
RNL-8-038J	8,5F	25 cm	0.038" (0.97 mm)	J-Form	4
RNL-10-038J	10F	25 cm	0.038" (0.97 mm)	J-Form	4
RNL-12-038J	12F	25 cm	0.038" (0.97 mm)	J-Form	5

5 Stück pro Packung



ONE STEP-PUNKTIONSKATHETER MIT VENTIL

Das selbstschließende Ventil verhindert ein Eindringen von Luft und ein Entweichen von Flüssigkeiten.

Bei Anwendung einer Luer-Lock Spritze öffnet das Ventil vollständig, um einen maximalen Durchfluss zu ermöglichen.



- Das selbstschließende Ventil verhindert ein Eindringen von Luft und ein Entweichen von Flüssigkeiten.
- Vier große, spiralförmig um den Katheter angeordnete Öffnungen sorgen für maximale Flüssigkeitsableitung.
- Konisch zulaufende Spitze für eine sanfte Einführung und erhöhten Patientenkomfort.
- Echoverstärkte Nadel für eine bessere Sichtbarkeit der Nadel.
- Der Anschliff-Indikator ermöglicht eine spürbare und visuelle Orientierungshilfe für die Ausrichtung der Kanülenspitze.
- Das klare Ansatzstück verbessert die Rückfluss-Sichtbarkeit und bietet ein ergonomisches Design für einfaches Greifen und Handhaben.


BESTELLINFORMATIONEN

Katalognummer	French-Größe	Länge	Einführnadel	Drainageöffnungen
SLIP-LUER				
OSC-4F-7T	4F	7 cm	20G	4
OSC-4F-10T	4F	10 cm	20G	4
OSC-5F-7T	5F	7 cm	19G	4
OSC-5F-10T	5F	10 cm	19G	4
OSC-5F-15T	5F	15 cm	19G	4
FESTER LUER				
OSC-4F-7LT	4F	7 cm	20G	4
OSC-4F-10LT	4F	10 cm	20G	4
OSC-5F-7LT	5F	7 cm	19G	4
OSC-5F-10LT	5F	10 cm	19G	4
OSC-5F-15LT	5F	15 cm	19G	4

5 Stück pro Packung

ONE1STEP-PUNKTIONSKATHETER

Um die Punktion zu erleichtern, verfügt der One1Step über einen glatten Übergang, der für weniger Widerstand sorgt, und eine echoverstärkte Nadel für eine genauere Platzierung.



- Erhältlich mit Luer-Anschluss oder als Slip-Luer.
- Vier große, spiralförmig um den Katheter angeordnete Öffnungen sorgen für maximale Flüssigkeitsableitung.
- Konisch zulaufende Spitze für eine sanfte Einführung und erhöhten Patientenkomfort.
- Das FEP-Material ist knickbeständig und ermöglicht somit ein sanfteres Einführen.
- Einzigartiges Design des Ansatzstückes ermöglicht einfaches Greifen und Handhaben während des Verfahrens.
- Echoverstärkte Nadel für eine bessere Sichtbarkeit der Nadel.

BESTELLINFORMATIONEN

Katalognummer	French Größe	Länge	Einführnadel	Drainageöffnungen
SLIP-LUER				
OSC-4F-7S	4F	7 cm	20G	4
OSC-4F-10S	4F	10 cm	20G	4
OSC-5F-7S	5F	7 cm	19G	4
OSC-5F-10S	5F	10 cm	19G	4
OSC-5F-15S	5F	15 cm	19G	4
FESTER LUER				
OSC-4F-7L	4F	7 cm	20G	4
OSC-4F-10L	4F	10 cm	20G	4
OSC-5F-7L	5F	7 cm	19G	4
OSC-5F-10L	5F	10 cm	19G	4
OSC-5F-15L	5F	15 cm	19G	4
FESTER LUER, OHNE SEITENLÖCHER				
OSC-4F-7LNH	4F	7 cm	20G	-
OSC-4F-10LNH	4F	10 cm	20G	-
OSC-5F-7LNH	5F	7 cm	19G	-
OSC-5F-10LNH	5F	10 cm	19G	-
OSC-5F-15LNH	5F	15 cm	19G	-

5 Stück pro Packung

NICHTVASKULARES MINI-ZUGANGSKIT

Ausgezeichnete Übergänge für eine sanfte Punktion.

- Die röntgenundurchlässige Markierungsspitze zeigt die Spitze der Einführschleuse deutlich an.
- Das ausgezeichnete Design der Spitze sorgt für weniger Knicke und verhindert Abrollungen der Einführschleuse während des Punktionsvorganges.
- Die echoverstärkte Nadel verbessert die Visualisierung bei der Platzierung unter Ultraschallkontrolle.
- Der 4-F-Innendurchmesser der Einführschleuse ermöglicht ein Belassen des 0,018"-Führungsdrahtes an Ort und Stelle aus Sicherheitsgründen während der Platzierung eines größeren Drahtes.



BESTELLINFORMATIONEN

MAK-NV-001	0,038" (0,97 mm) X 150 cm doppelendiger heavy duty 3mm J Führungsdraht 0,018" (0,46 mm) X 60 cm Führungsdraht aus Edelstahl mit Platin-Spitze 6 F (2,0 mm) X 20 cm koaxiale Einführschleuse mit Dilator und Versteifungskanüle 21 g X 15 cm Punktionsnadel mit Trokarstilett
MAK-NV-002	0,038" (0,97 mm) X 150 cm doppelendiger heavy duty 3mm J Führungsdraht 0,018" (0,46 mm) X 60 cm Nitinol-Führungsdraht mit Platin-Spitze 6 F (2,0 mm) X 20 cm koaxiale Einführschleuse mit Dilator und Versteifungskanüle 21 g X 15 cm Punktionsnadel mit Trokarstilett
MAK-NV-003	0,018" (0,46 mm) X 60 cm Führungsdraht aus Edelstahl mit Platin-Spitze 6 F (2,0 mm) X 20 cm koaxiale Einführschleuse mit Dilator und Versteifungskanüle 21 g X 15 cm Punktionsnadel mit Trokarstilett
MAK-NV-004	0,018" (0,46 mm) X 60 cm Nitinol-Führungsdraht mit Platin-Spitze 6 F (2,0 mm) X 20 cm koaxiale Einführschleuse mit Dilator und Versteifungskanüle 21 g X 15 cm Punktionsnadel mit Trokarstilett
MAK-NV-005*	21 g X 15 cm Punktionsnadel mit Trokarstilett
MAK-NV-006*	6F (2,0 mm) X 20 cm koaxiale Einführschleuse mit Dilator und Versteifungskanüle 21 g X 15 cm Punktionsnadel mit Trokarstilett
MAK-NV-007*	6F (2,0 mm) X 20 cm koaxiales Einführinstrument mit Dilator und Versteifungskanüle
MAK-NV-008	0,038" (0,97 mm) X 80 cm doppelendiger heavy duty 3 mm J Führungdraht 0,018" (0,46 mm) X 60 cm doppelendiger Führungsdraht aus Stahl mit Platinspitze 6F (2,0 mm) X 20 cm koaxiale Einführschleuse mit Dilator und Versteifungskanüle 21G X 15 cm Punktionsnadel mit Trokarstilett
MAK-NV-009	0,038" (0,97 mm) X 80 cm doppelendiger heavy duty 3mm J Führungdraht 0,018" (0,46 mm) X 60 cm Nitinolführungsdraht mit Platinspitze 6F (2,0 mm) X 20 cm koaxiale Einführschleuse mit Dilator und Versteifungskanüle 21G X 15 cm Punktionsnadel mit Trokarstilett


10 Stück pro Packung *5 Stück pro Packung



BESTELLINFORMATIONEN

MAK-NV-010	0.038" (0.97 mm) X 150 cm doppelendiger heavy duty 3mm J Führungsdraht 0.018" (0.46 mm) X 60 cm Stahldraht mit Platinspitze 6F (2.0 mm) X 20 cm koaxiale Einführschleuse mit Dilator und Versteifungskanüle 21G X 15 cm Punktionsnadel mir Chiba-Stilett
MAK-NV-011	0.038" (0.97 mm) X 150 cm doppelendiger heavy duty 3mm J Führungsdraht 0.018" (0.46 mm) X 60 cm Nitinol-Führungsdraht mit Platinspitze 6F (2.0 mm) X 20 cm koaxiale Einführschleuse mit Dilator und Versteifungskanüle 21G X 15 cm Punktionsnadel mir Chiba-Stilett
MAK-NV-012	0.018" (0.46 mm) X 60 cm Stahldraht mit Platinspitze 6F (2.0 mm) X 20 cm koaxiale Einführschleuse mit Dilator und Versteifungskanüle 21G X 15 cm Punktionsnadel mir Chiba-Stilett
MAK-NV-013	0.018" (0.46 mm) X 60 cm Nitinol-Führungsdraht mit Platinspitze 6F (2.0 mm) X 20 cm koaxiale Einführschleuse mit Dilator und Versteifungskanüle 21G X 15 cm Punktionsnadel mir Chiba-Stilett
MAK-NV-014*	21G X 15 cm Punktionsnadel mir Chiba-Stilett
MAK-NV-015*	6F (2.0 mm) X 20 cm koaxiale Einführschleuse mit Dilator und Versteifungskanüle 21G X 15 cm Punktionsnadel mir Chiba-Stilett
MAK-NV-016	0.038" (0.97 mm) X 80 cm doppelendiger heavy duty 3mm J Führungsdraht 0.018" (0.46 mm) X 60 cm Stahldraht mit Platinspitze 6F (2.0 mm) X 20 cm koaxiale Einführschleuse mit Dilator und Versteifungskanüle 21G X 15 cm Punktionsnadel mir Chiba-Stilett
MAK-NV-017	0.038" (0.97 mm) X 80 cm doppelendiger heavy duty 3mm J Führungsdraht 0.018" (0.46 mm) X 60 cm Nitinol-Führungsdraht mit Platinspitze 6F (2.0 mm) X 20 cm koaxiale Einführschleuse mit Dilator und Versteifungskanüle 21G X 15 cm Punktionsnadel mir Chiba-Stilett
MAK-NV-018	0.038" (0.97 mm) X 150 cm doppelendiger heavy duty 3mm J Führungsdraht 0.018" (0.46 mm) X 60 cm Stahldraht mit Platinspitze 6F (2.0 mm) X 20 cm koaxiale Einführschleuse mit Dilator und Versteifungskanüle 21G X 20 cm Punktionsnadel mir Trokar-Stilett
MAK-NV-019	0.038" (0.97 mm) X 150 cm doppelendiger heavy duty 3mm J Führungsdraht 0.018" (0.46 mm) X 60 cm Nitinol-Führungsdraht mit Platinspitze 6F (2.0 mm) X 20 cm koaxiale Einführschleuse mit Dilator und Versteifungskanüle 21G X 20 cm Punktionsnadel mir Trokar-Stilett
MAK-NV-020*	21G X 20 cm Punktionsnadel mir Trokar-Stilett
MAK-NV-021*	21G X 20 cm Punktionsnadel mir Chiba-Stilett
MAK005-60	0,018" (0,46 mm) X 60 cm Führungsdraht aus Edelstahl mit Platin-Spitze
MAK001N-60	0,018" (0,46 mm) X 60 cm Nitinol-Führungsdraht mit Platin-Spitze

10 Stück pro Packung *5 Stück pro Packung



REVOLUTION™

KATHETERFIXIERUNG

Eine revolutionäre Katheterfixierung, die für Zeitersparnis und erhöhten Komfort sorgt und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften dank eines nadellosen Katheterbefestigungsverfahrens ermöglicht.

- Sichert nichtvaskuläre Katheter von 6 F-24 F.
- Das zentrale haftende Hydrokolloid ist hautfreundlich, absorbiert Flüssigkeit rund um die Punktionsstelle und passt sich gut an die Körperform an.
- Ermöglicht eine sichere Fixierung für bis zu 7 Tage.
- Die mitgelieferte Duschabdeckung deckt die Punktionsstelle ab und sorgt somit für einen zusätzlichen Schutz beim Duschen.

KATALOGNUMMER

CFG624

25 Stück pro Packung

StayFIX®

KATHETERFIXIERUNG*

Das spezielle Design von StayFIX hält den Katheter ohne den Einsatz von Nahtmaterial an Ort und Stelle.

- Sichert nichtvaskuläre Katheter von 5F - 22F.
- Ermöglicht eine sichere Fixierung für bis zu 7 Tage.

KATALOGNUMMER

680ME 5F-14F - 25 Stück pro Packung

685ME 12F-22F - 20 Stück pro Packung

** Aufgrund von Vertriebsvereinbarungen ist der Verkauf auf ausgewählte Länder beschränkt (bitte wenden Sie sich an den Kundendienst).*



DRAINAGEBEUTEL

Diese Beutel sind mit einem Velcro®-Klettband versehen und wurden im Hinblick auf ein Höchstmaß an Mobilität und Komfort für den Patienten konzipiert.

- MDD600, FZ624 und FZ1000 die Ablaufschläuche können an die persönlichen Gegebenheiten angepasst werden.
- Gewebeunterlage für erhöhten Patientenkomfort
- Drehventil für die einfache Entsorgung von Flüssigkeiten.
- Leicht ablesbare Markierungen zum Erkennen des Flüssigkeitsvolumens.
- Integriertes Ventil mit Rückflusssperre.

MDD600	600-ml-Beutel mit angeschlossenen Schlauch
MDD600PML	600 ml Beutel
FZ624	600-ml-Beutel mit Gewebeunterlage und angeschlossenen Schlauch

20 Stück pro Packung

K08-01907	Jackson-Pratt Drainagesystem 100 ml
K10-03450	MDD600 Drainage Beutel mit Jackson-Pratt Drainagesystem 100 ml

10 Stück pro Packung

ABSZESS DRAINAGE KIT

K10-00230B	Geschlossenes Drainagesystem mit 1400 ml Drainagebeutel, Schlauch und Rückschlagventil zur schnellen und sicheren Drainage.
-------------------	---

15 Stück pro Packung

DRAINAGE-ANSCHLUSSSCHLÄUCHE

K10-04129	30-cm-Anschlusschlauch
K10-04130	42-cm-Anschlusschlauch
K10-04131	30-cm-Anschlusschlauch mit 1-Weg-Absperrhahn
K10-04132	42-cm-Anschlusschlauch mit 1-Weg-Absperrhahn

25 Stück pro Packung

DRAINAGESCHLÄUCHE

FAS5248	Schlauch mit einem Innendurchmesser von 48" samt Klemme und nicht belüftetem Dorn
K08-02027	Drainageschlauch Kit mit Luer-Stecker. 25 Stück pro Packung
K10-04750	48" Großlumiger Drainageschlauch mit Rollklemme und 16G x 1.5" (38.1mm) Punktionsnadel 25 Stück pro Packung

VENTILADAPTER

VA-40	Einfaches Hämostaseventil zur Verwendung am MAK-NV, verwendbar bis 4F
--------------	---

10 Stück pro Packung

ABSPERRHÄHNE GROSSES LUMEN

Transparenter, großlumiger Absperrhahn für hohe Durchflussraten.

L3SNC	3-Wege-Absperrhahn mit großem Lumen
L4SNC	4-Wege-Absperrhahn mit großem Lumen

50 Stück pro Packung

VacLok®-SPRITZEN

- Patentiertes Design mit transparentem Spritzenzylinder und mehreren Verriegelungsstellungen. Der Unterdruck wird beibehalten und die Belastung für den Arzt gleichzeitig reduziert.


VAC120	20-mL-VacLok-Spritze
VAC130	30-mL-VacLok-Spritze

20 Stück pro Packung

VAC110	10 mL VacLok-Spritze
VAC160	60 mL VacLok-Spritze

25 Stück pro Packung

VELCRO® ist eine eingetragene Marke von Velcro Industries B.V.



BackStop®

BACKSTOP MBS100 UND BackStop+™ MBSP100

Die Container BackStop und BackStop Plus erfüllen die Anforderungen der US-amerikanischen Arbeitschutzbehörde OSHA. Sie sind aus partikelfreien Materialien gefertigt und verfügen über einen dichten Deckel sowie ein Fassungsvermögen für 500 ml Flüssigkeit. Für die schnelle und sichere Entsorgung von Drainageflüssigkeiten. 10 Stück pro Packung



MiniStop®

MINISTOP MMS100 AND MiniStop+™ MMSP100

Die Container MiniStop und MiniStop Plus erfüllen die Anforderungen der US-amerikanischen Arbeitschutzbehörde OSHA. Sie sind aus partikelfreien Materialien gefertigt und verfügen über einen dichten Deckel sowie ein Fassungsvermögen für 100 ml Flüssigkeit. Für Drainageverfahren mit geringeren Flüssigkeitsmengen. 20 Stück pro Packung



DugOut®

DUGOUT DUG100 UND DUG1SS

Der DugOut-Container erfüllt die Anforderungen der US-amerikanischen Arbeitsschutzbehörde OSHA. Er ist aus partikelfreien Materialien gefertigt und verfügt über eine zweite Kammer zur Aufbewahrung von zusätzlichen Produkten oder Kochsalzlösung, einen dichten Deckel sowie ein Fassungsvermögen für 1000 ml Flüssigkeit. Für die schnelle und sichere Flüssigkeitsentsorgung bei Drainageverfahren mit großen Flüssigkeitsmengen. 6 Stück pro Packung



InQwire®

FÜHRUNGSDRÄHTE

InQwire®-Führungsdrähte sind beschichtet und schaffen somit eine einheitlich glatte Oberfläche, über die Drainagekatheter geleitet werden können. Dank der Länge von 80 cm gibt es weniger überschüssigen Draht und ein geringeres Kontaminationsrisiko.

KATALOGNUMMERN

IQ35F80B	Bentson 0,035"(0.89 mm)
6680-61	Super Stiff 0,35"(0.89 mm)
IQ35F80J1O5RS	Rosen (1,5 mm J) 0,035"(0.89 mm)
IQ35F80J3	Rosen (3 mm J-tip) 0,035"(0.89 mm)



PARAZENTESE KOMPLETTSET*

Enthält die notwendigen Produkte um eine Parazentese durchzuführen, inklusive drei Sicherheitskanülen zur Einhaltung der Arbeitssicherheitsvorschriften.



* Nicht erhältlich in Ländern wo CE Zertifizierung vorgeschrieben ist.

KOMPONENTEN

- 1 Stk. One1Step Punktionskatheter (5F 7cm oder 5F 10cm)
- 1 Stk. Lochtuch mit Klebestreifen
- 1 Stk. Papierhandtuch saugend
- 1 Stk. ChloraPrep®
- 1 Stk. 20 mL Lidocaine HCl Injection USP 1%
- 1 Stk. 18G x 1" (25.4 mm) Nadel mit Griffplatte
- 1 Stk. 25G x 1" (25.4 mm) Nadel mit Griffplatte
- 1 Stk. 22G x 1.5" (38.1 mm) Nadel mit Griffplatte
- 1 Stk. 10 mL Luer Lock Spritze
- 10 Stk. Kompressen 10cmx10cm
- 1 Stk. #11 Futura® Sicherheitsskalpell
- 1 Stk. 60 mL BD Luer Lock Spritze
- 2 Stk. Proberöhrchen (10ml)
- 1 Stk. Verschlusskrone female nicht belüftet
- 1 Stk. 3-Wegehahn großlumig
- 1 Stk. Schlauchset, 48" (122cm) mit Klemme und nicht belüftetem Dorn
- 1 Stk. Wundverband (1" x 3")
- 1 Stk. CSR Wrap
- 1 Stk. 10 mL Medallion® Luer Lock Spritze
- 1 Stk. Lidocaine Label



KATALOGNUMMERN

- | | |
|--------------------|---|
| SPPT-100 | (Ohne Punktionskatheter) |
| SPPT-5F-7S | (Enthält 5F, 7cm One1Step Punktionskatheter mit Slip-Luer) |
| SPPT-5F-10S | (Enthält 5F, 10cm One1Step Punktionskatheter mit Slip-Luer) |
| SPPT-5F-7L | (Enthält 5F, 7cm One1Step Punktionskatheter mit Luer-Lock) |
| SPPT-5F-10L | (Enthält 5F, 10cm One1Step Punktionskatheter mit Luer-Lock) |

5 Stück pro Packung

ChloraPrep® ist eine eingetragene Marke von CareFusion 2200, Inc.

THORAKOZENTESE UND PARAZENTESE SET*

Enthält die notwendigen Produkte um eine Thorakozentese oder eine Parazentese durchzuführen, inklusive drei Sicherheitskanülen zur Einhaltung der Arbeitssicherheitsvorschriften.



* Nicht in Ländern erhältlich wo eine CE Zertifizierung vorgeschrieben ist.

KOMPONENTEN

- 1 Stk. One1Step Punktionskatheter mit Ventil (5F 7cm oder 5F 10cm)
- 1 Stk. Lochtuch mit Klebestreifen
- 1 Stk. Papierhandtuch saugend
- 1 Stk. ChloroPrep®
- 1 Stk. 20 mL Lidocaine HCl Injection USP 1%
- 1 Stk. 18G x 1" (25.4 mm) Nadel mit Griffplatte
- 1 Stk. 25G x 1" (25.4 mm) Nadel mit Griffplatte
- 1 Stk. 22G x 1.5" (38.1 mm) Nadel mit Griffplatte
- 1 Stk. 10 mL Luer Lock Spritze
- 10 Stk. Kompressen 10cmx10cm
- 1 Stk. #11 Futura® Sicherheitsskalpell
- 1 Stk. 60 mL BD Luer Lock Spritze
- 2 Stk. Proberöhrchen (10ml)
- 1 Stk. Verschlusskrone female nicht belüftet
- 1 Stk. 3-Wegehahn großlumig
- 1 Stk. Schlauchset, 48" (122 cm) mit Klemme und nicht belüftetem Dorn
- 1 Stk. Schlauchset, 48" (122 cm) mit Rollklemme und 16G x 1.5" Punktionsnadel
- 1 Stk. Wundverband (1" x 3")
- 1 Stk. CSR Wrap
- 1 Stk. 10 mL Medallion® Luer Lock Spritze
- 1 Stk. Lidocaine Label

KATALOGNUMMERN

TAPS-100	(Ohne Punktionskatheter)
TAPS-5F-7T	(Enthält 5F, 7cm One1Step Punktionskatheter mit Ventil mit Slip-Luer)
TAPS-5F-10T	(Enthält 5F, 10cm One1Step Punktionskatheter mit Ventil mit Slip-Luer)
TAPS-5F-7LT	(Enthält 5F, 7cm One1Step Punktionskatheter mit Ventil mit Luer-Lock)
TAPS-5F-10LT	(Enthält 5F, 10cm One1Step Punktionskatheter mit Ventil mit Luer-Lock)

5 Stück pro Packung

ChloroPrep® ist eine eingetragene Marke von CareFusion 2200, Inc.







Merit Medical Europe, Middle East & Africa

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
+35 39 170 37 33

Merit Medical France

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA
+1 801 253 1600

Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada

+1 801 208 4438

Free phone for specific country

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (French)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Sweden
020 792 445

Sweden
020 792 445

Switzerland
00800 9000 5060

UK
0800 973 115

400797004/C 140613