

MERITO LAUREATE®


ГИДРОФИЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК

MERITMEDICAL®


Полный контроль над вращением 1:1

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ НОВЕЙШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОФИЛЬНЫХ ПРОВОДНИКОВ

Гидрофильный проводник Merit Laureate обеспечивает оптимальные скользящие свойства для прохождения сложных стенозов, способствуя успешным клиническим исходам при выполнении даже самых трудных процедур.




Благодаря стойкому покрытию из гидрофильного геля, поверхность проводника всегда покрыта слоем жидкости, обеспечивающей оптимальное скольжение и длительную надежность покрытия.




Нитиновый сердечник проводника и рентгеноконтрастная оболочка улучшают его визуализацию.

Полный контроль вращения 1:1 облегчает навигацию и ускоряет нахождение целевого сосуда.




ЛИДЕР РЫНКА




Лидер рынка демонстрирует медленную реакцию на вращение с последующим быстрым скручиванием.

MERIT LAUREATE



Merit Laureate демонстрирует точную ответную реакцию на вращение (передача крутящего момента 1:1).



По данным сравнительного испытания управляемости, проводник Merit Laureate стабильно и единообразно обеспечивает передачу крутящего момента 1:1.



СТАНДАРТНЫЕ ГИДРОФИЛЬНЫЕ ПРОВОДНИКИ

Упакованы по 5 штук в коробке

Каталожные номера	Конфигурация	Форма кончика	Диаметр	Длина	Описание
0,035" СТАНДАРТНЫЙ С АНГУЛИРОВАННЫМ КОНЧИКОМ					
LWSTDA3580	Стандартный	Ангулированный	0,035" (0,89 мм)	80 см	
LWSTDA35150	Стандартный	Ангулированный	0,035" (0,89 мм)	150 см	
LWSTDA35180	Стандартный	Ангулированный	0,035" (0,89 мм)	180 см	
LWSTDA35220	Стандартный	Ангулированный	0,035" (0,89 мм)	220 см	
LWSTDA35260EX	Стандартный	Ангулированный	0,035" (0,89 мм)	260 см	Быстрой замены
0,035" СТАНДАРТНЫЙ С ПРЯМЫМ КОНЧИКОМ					
LWSTDS3580	Стандартный	Прямой	0,035" (0,89 мм)	80 см	
LWSTDS35150	Стандартный	Прямой	0,035" (0,89 мм)	150 см	
LWSTDS35180	Стандартный	Прямой	0,035" (0,89 мм)	180 см	
LWSTDS35220	Стандартный	Прямой	0,035" (0,89 мм)	220 см	
LWSTDS35260EX	Стандартный	Прямой	0,035" (0,89 мм)	260 см	Быстрой замены
0,035" ЖЕСТКИЙ С АНГУЛИРОВАННЫМ КОНЧИКОМ					
LWSTFA3580	Жесткий	Ангулированный	0,035" (0,89 мм)	80 см	
LWSTFA35150	Жесткий	Ангулированный	0,035" (0,89 мм)	150 см	
LWSTFA35180	Жесткий	Ангулированный	0,035" (0,89 мм)	180 см	
LWSTFA35220	Жесткий	Ангулированный	0,035" (0,89 мм)	220 см	
LWSTFA35260EX	Жесткий	Ангулированный	0,035" (0,89 мм)	260 см	Быстрой замены
0,035" ЖЕСТКИЙ С ПРЯМЫМ КОНЧИКОМ					
LWSTFS3580	Жесткий	Прямой	0,035" (0,89 мм)	80 см	
LWSTFS35150	Жесткий	Прямой	0,035" (0,89 мм)	150 см	
LWSTFS35180	Жесткий	Прямой	0,035" (0,89 мм)	180 см	
LWSTFS35220	Жесткий	Прямой	0,035" (0,89 мм)	220 см	
LWSTFS35260EX	Жесткий	Прямой	0,035" (0,89 мм)	260 см	Быстрой замены
0,038" СТАНДАРТНЫЙ С АНГУЛИРОВАННЫМ КОНЧИКОМ					
LWSTDA3880	Стандартный	Ангулированный	0,038" (0,97 мм)	80 см	
LWSTDA38120	Стандартный	Ангулированный	0,038" (0,97 мм)	120 см	
LWSTDA38150	Стандартный	Ангулированный	0,038" (0,97 мм)	150 см	
LWSTDA38180	Стандартный	Ангулированный	0,038" (0,97 мм)	180 см	
LWSTDA38260EX	Стандартный	Ангулированный	0,038" (0,97 мм)	260 см	Быстрой замены
0,038" СТАНДАРТНЫЙ С ПРЯМЫМ КОНЧИКОМ					
LWSTDS38150	Стандартный	Прямой	0,038" (0,97 мм)	150 см	
LWSTDS38180	Стандартный	Прямой	0,038" (0,97 мм)	180 см	
LWSTDS38260EX	Стандартный	Прямой	0,038" (0,97 мм)	260 см	Быстрой замены
0,038" ЖЕСТКИЙ С АНГУЛИРОВАННЫМ КОНЧИКОМ					
LWSTFA3880	Жесткий	Ангулированный	0,038" (0,97 мм)	80 см	
LWSTFA38150	Жесткий	Ангулированный	0,038" (0,97 мм)	150 см	
LWSTFA38180	Жесткий	Ангулированный	0,038" (0,97 мм)	180 см	
0,038" ЖЕСТКИЙ С ПРЯМЫМ КОНЧИКОМ					
LWSTFS38150	Жесткий	Прямой	0,038" (0,97 мм)	150 см	
LWSTFS38180	Жесткий	Прямой	0,038" (0,97 мм)	180 см	
0,025" СТАНДАРТНЫЙ С АНГУЛИРОВАННЫМ КОНЧИКОМ					
LWSTDA25150	Стандартный	Ангулированный	0,025" (0,64 мм)	150 см	
LWSTDA25180	Стандартный	Ангулированный	0,025" (0,64 мм)	180 см	
LWSTDA25260EX	Стандартный	Ангулированный	0,025" (0,64 мм)	260 см	Быстрой замены
0,025" СТАНДАРТНЫЙ С ПРЯМЫМ КОНЧИКОМ					
LWSTDS25150	Стандартный	Прямой	0,025" (0,64 мм)	150 см	
LWSTDS25180	Стандартный	Прямой	0,025" (0,64 мм)	180 см	
LWSTDS25260EX	Стандартный	Прямой	0,025" (0,64 мм)	260 см	Быстрой замены
0,018" СТАНДАРТНЫЙ С АНГУЛИРОВАННЫМ КОНЧИКОМ					
LWSTDA1880	Стандартный	Ангулированный	0,018" (0,46 мм)	80 см	
LWSTDA18150	Стандартный	Ангулированный	0,018" (0,46 мм)	150 см	
LWSTDA18180	Стандартный	Ангулированный	0,018" (0,46 мм)	180 см	
LWSTDA18260EX	Стандартный	Ангулированный	0,018" (0,46 мм)	260 см	Быстрой замены
0,018" СТАНДАРТНЫЙ С ПРЯМЫМ КОНЧИКОМ					
LWSTDS18150	Стандартный	Прямой	0,018" (0,46 мм)	150 см	
LWSTDS18180	Стандартный	Прямой	0,018" (0,46 мм)	180 см	
LWSTDS18260EX	Стандартный	Прямой	0,018" (0,46 мм)	260 см	Быстрой замены



Merit Medical Europe, Middle East & Africa

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
+35 39 170 37 33

Merit Medical France

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA
+1 801 253 1600

Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada

+1 801 208 4438

Free phone for specific country

Austria 0800 295 374	France 0800 91 60 30	Luxembourg 8002 25 22	Sweden 020 792 445
Belgium 0800 72 906 (Dutch) 0800 73 172 (French)	Germany 0800 182 0871	Netherlands 0800 022 81 84	Switzerland 00800 9000 5060
Denmark 80 88 00 24	Ireland (Republic) 1800 553 163	Norway 800 11629	UK 0800 973 115
Finland 0800 770 586	Italy 800 897 005	Sweden 020 792 445	

401930006/B 081214