

# Merit Laureate®

Fil-Guide Hydrophile

Découvrez un vrai couple 1:1




# Merit Laureate®


Fil-Guide Hydrophile

## DÉCOUVREZ LA TOUTE DERNIÈRE TECHNOLOGIE HYDROPHILE

Le fil-guide hydrophile Merit Laureate apporte un niveau optimum de lubrification permettant de franchir les lésions les plus difficiles et facilite l'obtention de résultats cliniques réussis dans les procédures les plus difficiles.




Le revêtement de gel hydraté résilient forme une couche de fluide constante sur la surface du fil pour garantir une capacité lubrifiante optimale et une durabilité accrue.



Fil à âme en nitinol et  
enveloppe radio-opaque  
conçues pour fournir une  
meilleure visibilité.


Merit Laureate®  
Fil-guide hydrophile  
MDD 93/42/EEC Classe IIa  
CE 541900 (BSI)  
Fabriqué par Merit Medical  
Voir instructions d'utilisation  
Voir informations de commande

Conçu pour offrir une véritable réponse au couple de torsion 1:1 pour faciliter la navigation et la sélection rapide du vaisseau.




#### LEADER DU MARCHÉ

#### MERIT LAUREATE




Le leader du marché montre une réponse lente à la torsion suivie par un mouvement exagéré rapide.



Le Merit Laureate restitue une réponse précise à la rotation (torque 1:1).

#### COMPARAISON DE LA RÉPONSE À LA TORSION



Des tests comparatifs de réponse à la torsion ont montré que le fil-guide Merit Laureate a toujours atteint l'objectif de réponse à la torsion de 1:1.



## FIL-GUIDES HYDROPHILES STANDARD

Boîte de 5 unités

Número de catalogue	Configuration	Extrémité	Diamètre	Longueur	Description
<b>0,035" STANDARD COURBE</b>					
LWSTDA3580	Standard	Courbe	0.035" (0.89 mm)	80 cm	
LWSTDA35150	Standard	Courbe	0.035" (0.89 mm)	150 cm	
LWSTDA35180	Standard	Courbe	0.035" (0.89 mm)	180 cm	
LWSTDA35220	Standard	Courbe	0.035" (0.89 mm)	220 cm	
LWSTDA35260EX	Standard	Courbe	0.035" (0.89 mm)	260 cm	Échange
<b>0,035" STANDARD DROIT</b>					
LWSTDS3580	Standard	Droite	0.035" (0.89 mm)	80 cm	
LWSTDS35150	Standard	Droite	0.035" (0.89 mm)	150 cm	
LWSTDS35180	Standard	Droite	0.035" (0.89 mm)	180 cm	
LWSTDS35220	Standard	Droite	0.035" (0.89 mm)	220 cm	
LWSTDS35260EX	Standard	Droite	0.035" (0.89 mm)	260 cm	Échange
<b>0,035" RIGIDE COURBE</b>					
LWSTFA3580	Rigide	Courbe	0.035" (0.89 mm)	80 cm	
LWSTFA35150	Rigide	Courbe	0.035" (0.89 mm)	150 cm	
LWSTFA35180	Rigide	Courbe	0.035" (0.89 mm)	180 cm	
LWSTFA35220	Rigide	Courbe	0.035" (0.89 mm)	220 cm	
LWSTFA35260EX	Rigide	Courbe	0.035" (0.89 mm)	260 cm	Échange
<b>0,035" RIGIDE DROIT</b>					
LWSTFS3580	Rigide	Droite	0.035" (0.89 mm)	80 cm	
LWSTFS35150	Rigide	Droite	0.035" (0.89 mm)	150 cm	
LWSTFS35180	Rigide	Droite	0.035" (0.89 mm)	180 cm	
LWSTFS35220	Rigide	Droite	0.035" (0.89 mm)	220 cm	
LWSTFS35260EX	Rigide	Droite	0.035" (0.89 mm)	260 cm	Échange
<b>0,038" STANDARD COURBE</b>					
LWSTDA3880	Standard	Courbe	0.038" (0.97 mm)	80 cm	
LWSTDA38120	Standard	Courbe	0.038" (0.97 mm)	120 cm	
LWSTDA38150	Standard	Courbe	0.038" (0.97 mm)	150 cm	
LWSTDA38180	Standard	Courbe	0.038" (0.97 mm)	180 cm	
LWSTDA38260EX	Standard	Courbe	0.038" (0.97 mm)	260 cm	Échange
<b>0,038" STANDARD DROIT</b>					
LWSTDS38150	Standard	Droite	0.038" (0.97 mm)	150 cm	
LWSTDS38180	Standard	Droite	0.038" (0.97 mm)	180 cm	
LWSTDS38260EX	Standard	Droite	0.038" (0.97 mm)	260 cm	Échange
<b>0,038" RIGIDE COURBE</b>					
LWSTFA3880	Rigide	Courbe	0.038" (0.97 mm)	80 cm	
LWSTFA38150	Rigide	Courbe	0.038" (0.97 mm)	150 cm	
LWSTFA38180	Rigide	Courbe	0.038" (0.97 mm)	180 cm	
<b>0,038" RIGIDE DROIT</b>					
LWSTFS38150	Rigide	Droite	0.038" (0.97 mm)	150 cm	
LWSTFS38180	Rigide	Droite	0.038" (0.97 mm)	180 cm	
<b>0,025" STANDARD COURBE</b>					
LWSTDA25150	Standard	Courbe	0.025" (0.64 mm)	150 cm	
LWSTDA25180	Standard	Courbe	0.025" (0.64 mm)	180 cm	
LWSTDA25260EX	Standard	Courbe	0.025" (0.64 mm)	260 cm	Échange
<b>0,025" STANDARD DROIT</b>					
LWSTDS25150	Standard	Droite	0.025" (0.64 mm)	150 cm	
LWSTDS25180	Standard	Droite	0.025" (0.64 mm)	180 cm	
LWSTDS25260EX	Standard	Droite	0.025" (0.64 mm)	260 cm	Échange
<b>0,018" STANDARD COURBE</b>					
LWSTDA1880	Standard	Courbe	0.018" (0.46 mm)	80 cm	
LWSTDA18150	Standard	Courbe	0.018" (0.46 mm)	150 cm	
LWSTDA18180	Standard	Courbe	0.018" (0.46 mm)	180 cm	
LWSTDA18260EX	Standard	Courbe	0.018" (0.46 mm)	260 cm	Échange
<b>0,018" STANDARD DROIT</b>					
LWSTDS18150	Standard	Droite	0.018" (0.46 mm)	150 cm	
LWSTDS18180	Standard	Droite	0.018" (0.46 mm)	180 cm	
LWSTDS18260EX	Standard	Droite	0.018" (0.46 mm)	260 cm	Échange



Understand. Innovate. Deliver.™

**Merit Medical France**  
136 Ave. Joseph Kessel,  
78960 Voisins Le Bretonneux, France  
+33 (0)1 30 57 24 24

**Merit Medical Systems, Inc.**  
1600 West Merit Parkway  
South Jordan, Utah 84095  
1.801.208.4300  
1.800.35.MERIT

**Merit Medical Europe, Middle East,  
& Africa (EMEA)**  
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport  
The Netherlands  
+31 43 358 82 22

**Merit Medical Ireland Ltd.**  
Parkmore Business Park West  
Galway, Ireland  
+353 (0) 91 703 733

**Australia**  
+61 (0) 3 8373 4943

**Austria**  
0800 295 374

**Belgium**  
0800 72 906 (Dutch)  
0800 73 172 (Français)

**Brazil**  
+55 11 4561 - 0062

**Canada**  
1.800.364.4370

**China**  
+86-10 8561 0788

**Denmark**  
80 88 00 24

**Finland**  
0800 770 586

**France**  
0800 91 60 30

**Germany**  
0800 182 0871

**Hong Kong**  
+852-2207 6888

**India**  
+91-80-41223376

**Ireland (Republic)**  
1800 553 163

**Italy**  
800 897 005

**Luxembourg**  
8002 25 22

**Netherlands**  
0800 022 81 84

**Norway**  
800 11629

**Portugal**  
308 801 034

**Russia**  
+7 495 221 89 02

**South Korea**  
+8210 2205 0707

**Singapore**  
+65 67536311

**Spain**  
+34 91 1238406

**Sweden**  
020 792 445

**Switzerland**  
(Deutsch)  
+41 22 518 02 30

(Français)  
+41 22 518 02 52

(Italiano)  
+41 22 518 00 35

**UK**  
0800 973 115