

# MERITO LAUREATE®

GUÍA HIDROFÍLICA




**MERTMEDICAL®**

Experimente el verdadero torque 1:1




## EXPERIMENTE LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA HIDROFÍLICA

La guía hidrofílica Merit Laureate proporciona un óptimo nivel de lubricidad para cruzar las lesiones más difíciles y ayuda a obtener excelentes resultados clínicos en los procedimientos más exigentes.




El recubrimiento elástico de gel hidratado proporciona una capa fluida constante sobre la superficie de la guía para lograr una lubricidad óptima y duradera.




El núcleo de nitinol y la vaina radiopaca están diseñados para proporcionar una mejor visibilidad.

Diseñado para proporcionar un auténtico torque 1:1 y facilitar la navegación y la rápida selección de los vasos.




LÍDER DEL MERCADO



El líder del mercado muestra una respuesta de giro lenta seguida de un movimiento rápido y exagerado

MERIT LAUREATE®



La guía Laureate de Merit muestra una respuesta inequívoca giro a giro (torque 1:1).

Las pruebas comparativas de torque demuestran que la guía Merit Laureate cumple el objetivo de torque 1:1 de manera constante.



**GUÍAS HIDROFÍLICAS ESTÁNDAR**

5 unidades por caja

Número de catálogo	Configuración	Forma de la punta	Diámetro	Longitud	Descripción
<b>0,035" ESTÁNDAR ANGULADA</b>					
LWSTDA3580	Estándar	Angulada	0,035" (0,89 mm)	80 cm	
LWSTDA35150	Estándar	Angulada	0,035" (0,89 mm)	150 cm	
LWSTDA35180	Estándar	Angulada	0,035" (0,89 mm)	180 cm	
LWSTDA35220	Estándar	Angulada	0,035" (0,89 mm)	220 cm	
LWSTDA35260EX	Estándar	Angulada	0,035" (0,89 mm)	260 cm	Intercambio
<b>0,035" ESTÁNDAR RECTA</b>					
LWSTDS3580	Estándar	Recta	0,035" (0,89 mm)	80 cm	
LWSTDS35150	Estándar	Recta	0,035" (0,89 mm)	150 cm	
LWSTDS35180	Estándar	Recta	0,035" (0,89 mm)	180 cm	
LWSTDS35220	Estándar	Recta	0,035" (0,89 mm)	220 cm	
LWSTDS35260EX	Estándar	Recta	0,035" (0,89 mm)	260 cm	Intercambio
<b>0,035" RÍGIDA ANGULADA</b>					
LWSTFA3580	Rígida	Angulada	0,035" (0,89 mm)	80 cm	
LWSTFA35150	Rígida	Angulada	0,035" (0,89 mm)	150 cm	
LWSTFA35180	Rígida	Angulada	0,035" (0,89 mm)	180 cm	
LWSTFA35220	Rígida	Angulada	0,035" (0,89 mm)	220 cm	
LWSTFA35260EX	Rígida	Angulada	0,035" (0,89 mm)	260 cm	Intercambio
<b>0,035" RÍGIDA RECTA</b>					
LWSTFS3580	Rígida	Recta	0,035" (0,89 mm)	80 cm	
LWSTFS35150	Rígida	Recta	0,035" (0,89 mm)	150 cm	
LWSTFS35180	Rígida	Recta	0,035" (0,89 mm)	180 cm	
LWSTFS35220	Rígida	Recta	0,035" (0,89 mm)	220 cm	
LWSTFS35260EX	Rígida	Recta	0,035" (0,89 mm)	260 cm	Intercambio
<b>0,038" ESTÁNDAR ANGULADA</b>					
LWSTDA3880	Estándar	Angulada	0,038" (0,97 mm)	80 cm	
LWSTDA38120	Estándar	Angulada	0,038" (0,97 mm)	120 cm	
LWSTDA38150	Estándar	Angulada	0,038" (0,97 mm)	150 cm	
LWSTDA38180	Estándar	Angulada	0,038" (0,97 mm)	180 cm	
LWSTDA38260EX	Estándar	Angulada	0,038" (0,97 mm)	260 cm	Intercambio
<b>0,038" ESTÁNDAR RECTA</b>					
LWSTDS38150	Estándar	Recta	0,038" (0,97 mm)	150 cm	
LWSTDS38180	Estándar	Recta	0,038" (0,97 mm)	180 cm	
LWSTDS38260EX	Estándar	Recta	0,038" (0,97 mm)	260 cm	Intercambio
<b>0,038" RÍGIDA ANGULADA</b>					
LWSTFA3880	Rígida	Angulada	0,038" (0,97 mm)	80 cm	
LWSTFA38150	Rígida	Angulada	0,038" (0,97 mm)	150 cm	
LWSTFA38180	Rígida	Angulada	0,038" (0,97 mm)	180 cm	
<b>0,038" RÍGIDA RECTA</b>					
LWSTFS38150	Rígida	Recta	0,038" (0,97 mm)	150 cm	
LWSTFS38180	Rígida	Recta	0,038" (0,97 mm)	180 cm	
<b>0,025" ESTÁNDAR ANGULADA</b>					
LWSTDA25150	Estándar	Angulada	0,025" (0,64 mm)	150 cm	
LWSTDA25180	Estándar	Angulada	0,025" (0,64 mm)	180 cm	
LWSTDA25260EX	Estándar	Angulada	0,025" (0,64 mm)	260 cm	Intercambio
<b>0,025" ESTÁNDAR RECTA</b>					
LWSTDS25150	Estándar	Recta	0,025" (0,64 mm)	150 cm	
LWSTDS25180	Estándar	Recta	0,025" (0,64 mm)	180 cm	
LWSTDS25260EX	Estándar	Recta	0,025" (0,64 mm)	260 cm	Intercambio
<b>0,018" ESTÁNDAR ANGULADA</b>					
LWSTDA1880	Estándar	Angulada	0,018" (0,46 mm)	80 cm	
LWSTDA18150	Estándar	Angulada	0,018" (0,46 mm)	150 cm	
LWSTDA18180	Estándar	Angulada	0,018" (0,46 mm)	180 cm	
LWSTDA18260EX	Estándar	Angulada	0,018" (0,46 mm)	260 cm	Intercambio
<b>0,018" ESTÁNDAR RECTA</b>					
LWSTDS18150	Estándar	Recta	0,018" (0,46 mm)	150 cm	
LWSTDS18180	Estándar	Recta	0,018" (0,46 mm)	180 cm	
LWSTDS18260EX	Estándar	Recta	0,018" (0,46 mm)	260 cm	Intercambio



**Merit Medical Europe, Middle East & Africa**

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands  
+31 43 358 82 22

**Merit Medical Ireland Ltd.**

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland  
+35 39 170 37 33

**Merit Medical France**

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France  
+33 (0)1 30 57 24 24

**Merit Medical Systems, Inc.**

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA  
+1 801 253 1600

**Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada**

+1 801 208 4438

**Free phone for specific country**

**Austria**  
0800 295 374

**Belgium**  
0800 72 906 (Dutch)  
0800 73 172 (French)

**Denmark**  
80 88 00 24

**Finland**  
0800 770 586

**France**  
0800 91 60 30

**Germany**  
0800 182 0871  
**Ireland (Republic)**  
1800 553 163

**Italy**  
800 897 005

**Luxembourg**  
8002 25 22

**Netherlands**  
0800 022 81 84  
**Norway**  
800 11629

**Sweden**  
020 792 445

**Sweden**  
020 792 445

**Switzerland**  
00800 9000 5060

**UK**  
0800 973 115