


# MERITO LAUREATE<sup>®</sup>

FILO GUIDA IDROFILICO




**MERITMEDICAL<sup>®</sup>**

Reale torque 1:1





## PROVATE LA NUOVISSIMA TECNOLOGIA IDROFILICA

Il filo guida idrofilico Merit Laureate offre un livello ottimale di lubrificazione che consente di passare anche attraverso le lesioni piu' difficili, ottenendo risultati clinici di successo, anche nelle procedure piu' impegnative.




Il rivestimento elastico in gel idrato crea uno strato costante di liquido sulla superficie del filo, per una lubrificat  ottimale e una lunga durata.




Il filo con nucleo in Nitinol e il rivestimento radiopaco sono progettati per fornire una migliore visibilit .

Progettato per fornire un reale torque 1:1, semplificando e velocizzando la procedura e la scelta del vaso




**LEADER DI MERCATO**



Questo leader di mercato mostra una risposta al torque lenta, seguita da un movimento rapido e accentuato.

**MERIT LAUREATE**



Merit Laureate è contraddistinto da una sensibilità migliore giro dopo giro (torque 1:1).

Test comparativi hanno dimostrato che il filo guida Merit Laureate ha sempre raggiunto un torque reale di 1:1.



**FILO IDROFILICI STANDARD**

Confezioni da 5 unità  
per scatola

Code	Configurazione	Punta	Diametro	Lunghezza	Descrizione
<b>0,035" STANDARD ANGOLATO</b>					
LWSTDA3580	Standard	angolato	0,035" (0,89 mm)	80 cm	
LWSTDA35150	Standard	angolato	0,035" (0,89 mm)	150 cm	
LWSTDA35180	Standard	angolato	0,035" (0,89 mm)	180 cm	
LWSTDA35220	Standard	angolato	0,035" (0,89 mm)	220 cm	
LWSTDA35260EX	Standard	angolato	0,035" (0,89 mm)	260 cm	Exchange
<b>0,035" STANDARD DIRITTO</b>					
LWSTDS3580	Standard	diritto	0,035" (0,89 mm)	80 cm	
LWSTDS35150	Standard	diritto	0,035" (0,89 mm)	150 cm	
LWSTDS35180	Standard	diritto	0,035" (0,89 mm)	180 cm	
LWSTDS35220	Standard	diritto	0,035" (0,89 mm)	220 cm	
LWSTDS35260EX	Standard	diritto	0,035" (0,89 mm)	260 cm	Exchange
<b>0,035" RIGIDO angolato</b>					
LWSTFA3580	Rigido	angolato	0,035" (0,89 mm)	80 cm	
LWSTFA35150	Rigido	angolato	0,035" (0,89 mm)	150 cm	
LWSTFA35180	Rigido	angolato	0,035" (0,89 mm)	180 cm	
LWSTFA35220	Rigido	angolato	0,035" (0,89 mm)	220 cm	
LWSTFA35260EX	Rigido	angolato	0,035" (0,89 mm)	260 cm	Exchange
<b>0,035" RIGIDO DIRITTO</b>					
LWSTFS3580	Rigido	diritto	0,035" (0,89 mm)	80 cm	
LWSTFS35150	Rigido	diritto	0,035" (0,89 mm)	150 cm	
LWSTFS35180	Rigido	diritto	0,035" (0,89 mm)	180 cm	
LWSTFS35220	Rigido	diritto	0,035" (0,89 mm)	220 cm	
LWSTFS35260EX	Rigido	diritto	0,035" (0,89 mm)	260 cm	Exchange
<b>0,038" STANDARD angolato</b>					
LWSTDA3880	Standard	angolato	0,038" (0,97 mm)	80 cm	
LWSTDA38120	Standard	angolato	0,038" (0,97 mm)	120 cm	
LWSTDA38150	Standard	angolato	0,038" (0,97 mm)	150 cm	
LWSTDA38180	Standard	angolato	0,038" (0,97 mm)	180 cm	
LWSTDA38260EX	Standard	angolato	0,038" (0,97 mm)	260 cm	Exchange
<b>0,038" STANDARD DIRITTO</b>					
LWSTDS38150	Standard	diritto	0,038" (0,97 mm)	150 cm	
LWSTDS38180	Standard	diritto	0,038" (0,97 mm)	180 cm	
LWSTDS38260EX	Standard	diritto	0,038" (0,97 mm)	260 cm	Exchange
<b>0,038" RIGIDO angolato</b>					
LWSTFA3880	Rigido	angolato	0,038" (0,97 mm)	80 cm	
LWSTFA38150	Rigido	angolato	0,038" (0,97 mm)	150 cm	
LWSTFA38180	Rigido	angolato	0,038" (0,97 mm)	180 cm	
<b>0,038" RIGIDO DIRITTO</b>					
LWSTFS38150	Rigido	diritto	0,038" (0,97 mm)	150 cm	
LWSTFS38180	Rigido	diritto	0,038" (0,97 mm)	180 cm	
<b>0,025" STANDARD angolato</b>					
LWSTDA25150	Standard	angolato	0,025" (0,64 mm)	150 cm	
LWSTDA25180	Standard	angolato	0,025" (0,64 mm)	180 cm	
LWSTDA25260EX	Standard	angolato	0,025" (0,64 mm)	260 cm	Exchange
<b>0,025" STANDARD DIRITTO</b>					
LWSTDS25150	Standard	diritto	0,025" (0,64 mm)	150 cm	
LWSTDS25180	Standard	diritto	0,025" (0,64 mm)	180 cm	
LWSTDS25260EX	Standard	diritto	0,025" (0,64 mm)	260 cm	Exchange
<b>0,018" STANDARD angolato</b>					
LWSTDA1880	Standard	angolato	0,018" (0,46 mm)	80 cm	
LWSTDA18150	Standard	angolato	0,018" (0,46 mm)	150 cm	
LWSTDA18180	Standard	angolato	0,018" (0,46 mm)	180 cm	
LWSTDA18260EX	Standard	angolato	0,018" (0,46 mm)	260 cm	Exchange
<b>0,018" STANDARD DIRITTO</b>					
LWSTDS18150	Standard	diritto	0,018" (0,46 mm)	150 cm	
LWSTDS18180	Standard	diritto	0,018" (0,46 mm)	180 cm	
LWSTDS18260EX	Standard	diritto	0,018" (0,46 mm)	260 cm	Exchange



**Merit Medical Europe, Middle East & Africa**

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands  
+31 43 358 82 22

**Merit Medical Ireland Ltd.**

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland  
+35 39 170 37 33

**Merit Medical France**

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France  
+33 (0)1 30 57 24 24

**Merit Medical Systems, Inc.**

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA  
+1 801 253 1600

**Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada**

+1 801 208 4438

**Free phone for specific country**

**Austria**  
0800 295 374

**Belgium**  
0800 72 906 (Dutch)  
0800 73 172 (French)

**Denmark**  
80 88 00 24

**Finland**  
0800 770 586

**France**  
0800 91 60 30

**Germany**  
0800 182 0871  
**Ireland (Republic)**  
1800 553 163

**Italy**  
800 897 005

**Luxembourg**  
8002 25 22

**Netherlands**  
0800 022 81 84  
**Norway**  
800 11629

**Sweden**  
020 792 445

**Sweden**  
020 792 445

**Switzerland**  
00800 9000 5060

**UK**  
0800 973 115