

**Qualität plus Individualität
gleich Komfort**


TRAM™
INTEGRIERTER TRANSDUCER

KOMFORT IST IHNEN WICHTIG.

Sie können Ihre eigenen Kits, die Ihren speziellen klinischen Anforderungen angepasst sind, mit unseren vielfältigen Produkten zusammenstellen. Merit Medical bietet ein breites Spektrum hochwertiger Produkte für das Flüssigkeitsmanagement sowie umfangreiches Angiographie Zubehör. Damit sparen sie Zeit und Geld und können den gehobene Anforderungen gerecht werden.

Durch Merits neue TRAM Hahnenbank mit integriertem Transducer, der sich auf dem ersten Anschluss befindet, kann ein einziger Bediener im sterilen Bereich Luftblasen entfernen sowie den Flüssigkeitsdruck mit dem Blutdruck des Patienten abgleichen. Unsere in bequemem Abstand angebrachten Handgriffe mit niedrigem Drehmoment erleichtern die Bedienung und verhindern ein manuelles Ermüden.





BESTELLINFORMATIONEN

TRAM™ Hahnenbank mit integriertem Transducer auf dem Anschluss, der dem Drehadapter am nächsten ist. Handgriffe in bequemem Abstand. 10 Einheiten pro Schachtel, 4 Schachteln pro Container.

	1 Anschluss	2 Anschlüsse	3 Anschlüsse	4 Anschlüsse
200 PSI (14 BAR)				
EIN-Handgriffe	201LTPHN-R	202LTPHWN-R	203LTPHWN-R	204LTPHWN-R
AUS-Handgriffe	201LTPHF-R	202LTPHWF-R	203LTPHWF-R	204LTPHWF-R
500 PSI (34 BAR)				
EIN-Handgriffe	501LTPHN-R	502LTPHWN-R	503LTPHWN-R	504LTPHWN-R
AUS-Handgriffe	501LTPHF-R	502LTPHWF-R	503LTPHWF-R	504LTPHWF-R

TRAM-P™ Hahnenbank mit integriertem Transducer auf dem Anschluss, der dem Drehadapter am nächsten ist. Eine Drucküberwachungsleitung vom Kompensationsanschluss aus ermöglicht das Ablesen von Druckwerten auf jeder Ebene. Handgriffe in bequemem Abstand. 10 Stück pro Schachtel, 4 Schachteln pro Container.

	1 Anschlüsse	2 Anschlüsse	3 Anschlüsse	4 Anschlüsse
200 PSI (14 BAR)				
EIN-Handgriffe	201LTCHN-R	202LTCHWN-R	203LTCHWN-R	204LTCHWN-R
AUS-Handgriffe	201LTCHF-R	202LTCHWF-R	203LTCHWF-R	204LTCHWF-R
500 PSI (34 BAR)				
EIN-Handgriffe	501LTCHN-R	502LTCHWN-R	503LTCHWN-R	504LTCHWN-R
AUS-Handgriffe	501LTCHF-R	502LTCHWF-R	503LTCHWF-R	504LTCHWF-R

*48" Kompensationsleitung und Klemme

HAHNENBANK mit Anschluss mit Rechtsausrichtung und drehbarem Luer. 25 Stück pro Schachtel, 4 Schachteln pro Container.

	2 Anschlüsse Half Body	3 Anschlüsse Half Body	4 Anschlüsse Half Body	4 Anschlüsse Block Body	3 Anschlüsse Block Body	2 Anschlüsse Block Body	1 Anschlüsse Block Body
200 PSI (14 BAR)							
EIN-Handgriffe	202HN-R	203HN-R	204HN-R	204BN-R	203BN-R	202BN-R	
Breiter Anschluss	202LHWN-R	203LHWN-R	204LHWN-R				
AUS-Handgriffe	202HF-R	203HF-R	204HF-R	204BF-R	203BF-R	202BF-R	
Breiter Anschluss	202LHWF-R	203LHWF-R	204LHWF-R				
360/AUS-Handgriffe					204BF-RT	203BF-RT	
500 PSI (34 BAR)							
EIN-Handgriffe	502HN-R	503HN-R	504HN-R	504BN-R	503BN-R	502BN-R	501BN-R
Breiter Anschluss	502LHWN-R	503LHWN-R	504LHWN-R				
AUS-Handgriffe	502HF-R	503HF-R	504HF-R	504BF-R	503BF-R	502BF-R	501BF-R
Breiter Anschluss	502LHWF-R	503LHWF-R	504LHWF-R				

DEVOS™ HAHNENBANK Devos Manifolds mit Druckreduzierventil, Anschluss mit Rechtsausrichtung und drehbarem Luer. TRAM* und TRAM-P* haben den zusätzlichen Vorteil eines integrierten Transducers mit einem Anschluss, der dem Drehadapter am nächsten ist und weisen Handgriffe in bequemem weitem Abstand auf. 25 Stück pro Schachtel, 4 Schachteln pro Container. *10 Stück pro Schachtel, 4 Schachteln pro Container.

	4 Anschlüsse Half Body	3 Anschlüsse Half Body	2 Anschlüsse Half Body	4 Anschlüsse TRAM	4 Anschlüsse TRAM-P *
200 PSI (14 BAR)					
AUS-Handgriffe	2V4LHWF-R	2V3HF-R	2V2HF-R	2V4LTPHWF-R	2V4LTCHWF-R
360/AUS-Handgriffe		2V4LHWF-RT	2V3HF-RT	2V2HF-RT	2V4LTPHWF-RT 2V4LTCHWF-RT

*48" Kompensationsleitung und Klemme

Unter merit.com finden Sie
weitere Verteilerkonfigurationen



Merit Medical Systems, Inc. • 1600 West Merit Parkway • South Jordan, Utah 84095 • 1-801-253-1600 • 1-800-35-MERIT

www.merit.com

Merit Medical EUROPA, AFRIKA UND DER NAHE OSTEN (EMEA) • Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport • Niederlande • Tel: +31 43 358 82 40

Gebührenfreie Telefonnummern nach Land:

Belgien 0800 729 06 (Holländ.) 0800 731 72 (Französisch) • Dänemark 80 88 00 24 • Deutschland 0800 182 08 71 • Frankreich 0800 91 60 30 • Österreich 0800 295374

Irland (Republik) 1800 553 163 • Luxemburg 8002 25 22 • Niederlande 0800 022 8184 • Schweden 020 79 24 45 • GB 0800 973 115 • Finnland 00800 6374 8633

402315002/A ID 040312