



PERIPHERAL INTERVENTION

ReSolve[®]

CATETER CON CIERRE PARA
DRENAJE BILIAR

Soluciones
Para Drenaje



CATETER RESOLVE CON CIERRE PARA DRENAJE BILIAR

Dos tipos de agujeros de drenaje para acomodar distintas localizaciones de la lesión y una anatomía cambiante en cada paciente.



VENTAJAS

El material de poliuretano permite un tiempo de permanencia largo del catéter

Los grandes agujeros de drenaje ayudan a maximizar el drenaje


El catéter está diseñado para permitir un drenaje sin impedimentos

Los marcadores de profundidad y la marca radiopaca ayudan a un posicionamiento rápido y preciso del catéter


Extremo pigtail atraumático diseñado para reducir el riesgo potencial de dañar el duodeno



El enderezador del pigtail permite la fácil inserción de las cánulas rigidizadoras

El recubrimiento hidrofílico facilita una suave inserción



Merit tiene hasta cuatro veces más de área de drenaje





INFORMACIÓN PARA PEDIDOS RBC

| Número de Catálogo | French | Localización del Drenaje | Distancia Pigtail Agujero De Drenaje Cuerpo Distal | Agujeros De Drenaje |
|--|--------|--------------------------|--|---------------------|
| RBC-8-038 | 8.5 | 14 cm | 5 cm | 17 |
| RBC-10-038 | 10 | 14 cm | 5 cm | 17 |
| RBC-12-038 | 12 | 14 cm | 5 cm | 18 |
| RBC-14-038 | 14 | 14 cm | 5 cm | 18 |
| Con dispositivo de fijación Revolution™ | | | | |
| RBC-8-REV | 8.5 | 14 cm | 5 cm | 17 |
| RBC-10-REV | 10 | 14 cm | 5 cm | 17 |
| RBC-12-REV | 12 | 14 cm | 5 cm | 18 |
| RBC-14-REV | 14 | 14 cm | 5 cm | 18 |
| Con dispositivo de fijación StayFIX® | | | | |
| RBC-8-SFX | 8.5 | 14 cm | 5 cm | 17 |
| RBC-10-SFX | 10 | 14 cm | 5 cm | 17 |
| RBC-12-SFX | 12 | 14 cm | 5 cm | 18 |
| RBC-14-SFX | 14 | 14 cm | 5 cm | 18 |

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS RBDC

| Número de Catálogo | French | Localización del Drenaje | Distancia Pigtail Agujero De Drenaje Cuerpo Distal | Agujeros De Drenaje |
|--|--------|--------------------------|--|---------------------|
| RBDC-8-038 | 8.5 | 11 cm | 2 cm | 17 |
| RBDC-10-038 | 10 | 11 cm | 2 cm | 17 |
| RBDC-12-038 | 12 | 11 cm | 2 cm | 18 |
| RBDC-14-038 | 14 | 11 cm | 2 cm | 18 |
| Con dispositivo de fijación Revolution™ | | | | |
| RBDC-8-REV | 8.5 | 11 cm | 2 cm | 17 |
| RBDC-10-REV | 10 | 11 cm | 2 cm | 17 |
| RBDC-12-REV | 12 | 11 cm | 2 cm | 18 |
| RBDC-14-REV | 14 | 11 cm | 2 cm | 18 |
| Con dispositivo de fijación StayFIX® | | | | |
| RBDC-8-SFX | 8.5 | 11 cm | 2 cm | 17 |
| RBDC-10-SFX | 10 | 11 cm | 2 cm | 17 |
| RBDC-12-SFX | 12 | 11 cm | 2 cm | 18 |
| RBDC-14-SFX | 14 | 11 cm | 2 cm | 18 |

Envase de 5 por caja



Merit Medical Europe, Middle East & Africa
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
+35 39 170 37 33

Merit Medical France
136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA
+1 801 253 1600

Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada
+1 801 208 4438

Free phone for specific country

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (French)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Sweden
020 792 445

Sweden
020 792 445

Switzerland
00800 9000 5060

UK
0800 973 115