



PERIPHERAL INTERVENTION

# ReSolve<sup>®</sup>

CATHÉTER DE DRAINAGE BILIAIRE  
VERROUILLABLE

Solutions  
De Drainage  
Ciblé



## CATHÉTER DE DRAINAGE BILIAIRE VERROUILLABLE

Deux types de trous de drainage permettent de s'adapter à de multiples localisations de lésions et anatomies de patients.



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le polyuréthane permet une pose à demeure à long terme

Les gros trous de drainage aident à maximiser le drainage


Le cathéter est conçu pour permettre librement le drainage

Les repères de profondeur et le marqueur radio-opaque aide à réaliser un positionnement rapide et précis


L'extrémité pigtail a été conçue de manière atraumatique pour réduire le risque d'endommager du duodénum



Le redresseur de pigtail facilite l'insertion des canules de renforcement

Le revêtement hydrophile facilite une insertion en douceur



Merit a jusqu'à 4X plus de surface de drainage





### INFORMATIONS POUR LA COMMANDE DE RBC

Référence Catalogue	Taille (en French)	Zone de drainage	Distance Pigtail / Trou de drainage distal du corps du cathéter	Trous de drainage
RBC-8-038	8.5	14 cm	5 cm	17
RBC-10-038	10	14 cm	5 cm	17
RBC-12-038	12	14 cm	5 cm	18
RBC-14-038	14	14 cm	5 cm	18
<b>Avec système Revolution™ de fixation du cathéter</b>				
RBC-8-REV	8.5	14 cm	5 cm	17
RBC-10-REV	10	14 cm	5 cm	17
RBC-12-REV	12	14 cm	5 cm	18
RBC-14-REV	14	14 cm	5 cm	18
<b>Avec système de fixation StayFIX®</b>				
RBC-8-SFX	8.5	14 cm	5 cm	17
RBC-10-SFX	10	14 cm	5 cm	17
RBC-12-SFX	12	14 cm	5 cm	18
RBC-14-SFX	14	14 cm	5 cm	18

### INFORMATIONS POUR LA COMMANDE DE RBDC

Référence Catalogue	Taille (en French)	Zone de drainage	Distance Pigtail / Trou de drainage distal du corps du cathéter	Trous de drainage
RBDC-8-038	8.5	11 cm	2 cm	17
RBDC-10-038	10	11 cm	2 cm	17
RBDC-12-038	12	11 cm	2 cm	18
RBDC-14-038	14	11 cm	2 cm	18
<b>Avec système Revolution™ de fixation du cathéter</b>				
RBDC-8-REV	8.5	11 cm	2 cm	17
RBDC-10-REV	10	11 cm	2 cm	17
RBDC-12-REV	12	11 cm	2 cm	18
RBDC-14-REV	14	11 cm	2 cm	18
<b>Avec système de fixation StayFIX®</b>				
RBDC-8-SFX	8.5	11 cm	2 cm	17
RBDC-10-SFX	10	11 cm	2 cm	17
RBDC-12-SFX	12	11 cm	2 cm	18
RBDC-14-SFX	14	11 cm	2 cm	18

Emballé à 5 par boîte



#### Merit Medical Europe, Middle East & Africa

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands  
+31 43 358 82 22

#### Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland  
+35 39 170 37 33

#### Merit Medical France

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France  
+33 (0)1 30 57 24 24

#### Merit Medical Systems, Inc.

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA  
+1 801 253 1600

#### Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada

+1 801 208 4438

#### Free phone for specific country

**Austria**  
0800 295 374

**Belgium**  
0800 72 906 (Dutch)  
0800 73 172 (French)

**Denmark**  
80 88 00 24

**Finland**  
0800 770 586

**France**  
0800 91 60 30

**Germany**  
0800 182 0871

**Ireland (Republic)**  
1800 553 163

**Italy**  
800 897 005

**Luxembourg**  
8002 25 22

**Netherlands**  
800 022 81 84

**Norway**  
800 11629

**Sweden**  
020 792 445

**Sweden**  
020 792 445

**Switzerland**  
00800 9000 5060

**UK**  
0800 973 115