



PERIPHERAL INTERVENTION

ReSolve[®]

CATETERE BLOCCANTE
PER DRENAGGIO BILIARE

Soluzioni
mirate per
il drenaggio



CATETERE BLOCCANTE PER DRENAGGIO BILIARE

Due schemi diversi dei fori di drenaggio permettono di trattare sedi di lesione multiple e diverse conformazioni anatomiche.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Il materiale in poliuretano permette di lasciare il catetere in sede per un periodo di tempo prolungato

Gli ampi fori di drenaggio aumentano al massimo la capacità drenante


Il catetere è progettato per consentire il massimo drenaggio

La banda indicatrice radiopaca aiuta a posizionare il catetere con rapidità e precisione


La punta atraumatica è progettata per ridurre la possibilità di danni al duodeno



Il raddrizzatore per curva pigtail permette di inserire con facilità le cannule rigide

Il rivestimento idrofilico facilita l'inserimento



I dispositivi Merit coprono un'area di drenaggio fino a 4 volte maggiore





INFORMAZIONI PER GLI ORDINI DI RBC

Codice	French	Lunghezza Drenaggio	Distanza Dalla Curva PIGTAIL Al Foro Di Drenaggio Distale	Fori Di Drenaggio
RBC-8-038	8.5	14 cm	5 cm	17
RBC-10-038	10	14 cm	5 cm	17
RBC-12-038	12	14 cm	5 cm	18
RBC-14-038	14	14 cm	5 cm	18
Con sistema di fissaggio suturless Revolution™				
RBC-8-REV	8.5	14 cm	5 cm	17
RBC-10-REV	10	14 cm	5 cm	17
RBC-12-REV	12	14 cm	5 cm	18
RBC-14-REV	14	14 cm	5 cm	18
Con sistema di fissaggio StayFIX®				
RBC-8-SFX	8.5	14 cm	5 cm	17
RBC-10-SFX	10	14 cm	5 cm	17
RBC-12-SFX	12	14 cm	5 cm	18
RBC-14-SFX	14	14 cm	5 cm	18

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI DI RBDC

Codice	French	Lunghezza Drenaggio	Distanza Dalla Curva PIGTAIL Al Foro Di Drenaggio Distale	Fori Di Drenaggio
RBDC-8-038	8.5	11 cm	2 cm	17
RBDC-10-038	10	11 cm	2 cm	17
RBDC-12-038	12	11 cm	2 cm	18
RBDC-14-038	14	11 cm	2 cm	18
Con sistema di fissaggio suturless Revolution™				
RBDC-8-REV	8.5	11 cm	2 cm	17
RBDC-10-REV	10	11 cm	2 cm	17
RBDC-12-REV	12	11 cm	2 cm	18
RBDC-14-REV	14	11 cm	2 cm	18
Con sistema di fissaggio StayFIX®				
RBDC-8-SFX	8.5	11 cm	2 cm	17
RBDC-10-SFX	10	11 cm	2 cm	17
RBDC-12-SFX	12	11 cm	2 cm	18
RBDC-14-SFX	14	11 cm	2 cm	18

Confezione da 5 pz.



Merit Medical Europe, Middle East & Africa

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
+35 39 170 37 33

Merit Medical France

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA
+1 801 253 1600

Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada

+1 801 208 4438

Free phone for specific country

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (French)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
800 022 81 84

Norway
800 11629

Sweden
020 792 445

Sweden
020 792 445

Switzerland
00800 9000 5060

UK
0800 973 115