



PERIPHERAL INTERVENTION

ReSolve[®]

DRAINAGENKATHETER
MIT VERRIEGELUNG



Für Komfort und
Genauigkeit konzipiert

DRAINAGENKATHETER MIT VERRIEGELUNG

Um eine Reizung des umgebenden Gewebes zu verhindern, wird der ReSolve Drainagenkatheter mit Verriegelung innerhalb der Pigtail-Biegung positioniert. Tiefenmarkierungen am Katheterschaft helfen bei der präzisen Platzierung und dienen als Referenz für die korrekte Positionierung.



MERKMALE UND VORTEILE

PRÄZISE PLATZIERUNG

Tiefenmarkierungen helfen bei der präzisen Platzierung und dienen als Referenz für die korrekte Positionierung.

ATRAUMATISCH

Die Katheterspitze wird innerhalb der Pigtail-Biegung positioniert, um die Reizung des Gewebes zu verringern.

PROBLEMLOSE EINFÜHRUNG

Die konische Spitze sowie die hydrophile Beschichtung ermöglichen die problemlose Einführung. Verringert Beschwerden des Patienten.

KATHETERSICHERHEIT

Das einzigartige Design erleichtert die Aktivierung des Verriegelungsmechanismus mit einer Hand und ist auch nicht manipulierbar. Das flache Profil des Verriegelungsmechanismus und des Konnektors sind für den Patientenkomfort konzipiert.

WIRKSAMKEIT DER DRAINAGE

Die großen Drainagelöcher steigern die Drainage und erhalten zugleich die Katheterdurchgängigkeit aufrecht.

HOHE SICHTBARKEIT

Das, in die Katheterwand eingearbeitete Markerband aus Platin ist zur Visualisierung des proximal am nächsten gelegenen Drainageloches bestimmt.

EINFACHE IDENTIFIZIERUNG

Mit Farbe kodierte Konnektoren und Verpackungsmaterial erleichtern die Bestimmung der French Größen für die erste Platzierung und eventuelle Katheterwechsel.

BESTELLINFORMATIONEN

Katalognummer	French	Arbeitslänge	Marker Band	Konnektor Farbe	Drainage-Löcher
RLC15-6-038MB	6.5F	15 cm	Ja	Grün	8
RLC15-7-038MB	7.5F	15 cm	Ja	Rot	8
RLC15-8-038MB	8.5F	15 cm	Ja	Blau	8
RLC15-10-038MB	10F	15 cm	Ja	Violett	8
RLC15-12-038MB	12F	15 cm	Ja	Gelb	9
RLC15-14-038MB	14F	15 cm	Ja	Orange	9
RLC-6-038MB	6.5F	25 cm	Ja	Grün	8
RLC-7-038MB	7.5F	25 cm	Ja	Rot	8
RLC-8-038MB	8.5F	25 cm	Ja	Blau	8
RLC-10-038MB	10F	25 cm	Ja	Violett	8
RLC-12-038MB	12F	25 cm	Ja	Gelb	9
RLC-14-038MB	14F	25 cm	Ja	Orange	9
RLC40-6-038MB	6.5F	40 cm	Ja	Grün	8
RLC40-7-038MB	7.5F	40 cm	Ja	Rot	8
RLC40-8-038MB	8.5F	40 cm	Ja	Blau	8
RLC40-10-038MB	10F	40 cm	Ja	Violett	8
RLC40-12-038MB	12F	40 cm	Ja	Gelb	9
RLC40-14-038MB	14F	40 cm	Ja	Orange	9
RLC-6-038	6.5F	25 cm	-	Grün	8
RLC-7-038	7.5F	25 cm	-	Rot	8
RLC-8-038	8.5F	25 cm	-	Blau	8
RLC-10-038	10F	25 cm	-	Violett	8
RLC-12-038	12F	25 cm	-	Gelb	9
RLC-14-038	14F	25 cm	-	Orange	9

Verpackung: 5 pro Schachtel



Merit Medical Europe, Middle East, and Africa (EMEA)

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
Tel: +31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
+35 39 170 37 33

Free Phone for Specific Country

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (French)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Sweden
020 792 445

Switzerland
00800 9000 5060

UK
0800 973 115

402815002/B ID 140227