



PERIPHERAL INTERVENTION

ReSolve[®]

CATHÉTER DE DRAINAGE
AUTOBLOQUANT



Conçu pour le Confort
& la Précision

RESOLVE CATHÉTER DE DRAINAGE AUTOBLOQUANT

Pour éviter une irritation des tissus environnants, l'extrémité du Cathéter ReSolve de drainage autobloquant est recourbé en queue de cochon. Des repères de profondeur situés sur le corps du cathéter facilitent une mise en place précise et servent de référence pour un positionnement correct.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

MISE EN PLACE PRÉCISE

Des repères de profondeur aident à une mise en place précise et servent de référence pour un positionnement correct.

ATRAUMATIQUE

L'extrémité du cathéter est recourbée en queue de cochon pour réduire l'irritation des tissus.

FACILE À INSÉRER

L'extrémité effilée et le revêtement hydrophile facilitent une introduction en douceur pour réduire l'inconfort du patient.

SÉCURITÉ DU CATHÉTER

Sa conception unique facilite l'enclenchement du mécanisme de verrouillage d'une seule main et le rend résistant aux dommages. Le bas profil du mécanisme de verrouillage et de l'embase sont conçus pour le confort du patient.

EFFICACITÉ DU DRAINAGE

Les larges trous de drainage optimisent le drainage tout en maintenant la perméabilité du cathéter.

HAUTE VISIBILITÉ

Un marqueur radio-opaque en platine incorporé dans la paroi du cathéter permet de visualiser le trou de drainage le plus proximal.

IDENTIFICATION FACILE

L'embase à code couleur des cathéters et l'emballage facilitent la détermination de la taille en French pour le placement initial et les échanges de cathéters.

INFORMATIONS DE COMMANDE

N° de référence	Taille (en French)	Longueur utile	Marqueur radio-opaque	Couleur de l'embase	Trous de drainage
RLC15-6-038MB	6.5F	15 cm	Oui	Vert	8
RLC15-7-038MB	7.5F	15 cm	Oui	Rouge	8
RLC15-8-038MB	8.5F	15 cm	Oui	Bleu	8
RLC15-10-038MB	10F	15 cm	Oui	Violet	8
RLC15-12-038MB	12F	15 cm	Oui	Jaune	9
RLC15-14-038MB	14F	15 cm	Oui	Orange	9
RLC-6-038MB	6.5F	25 cm	Oui	Vert	8
RLC-7-038MB	7.5F	25 cm	Oui	Rouge	8
RLC-8-038MB	8.5F	25 cm	Oui	Bleu	8
RLC-10-038MB	10F	25 cm	Oui	Violet	8
RLC-12-038MB	12F	25 cm	Oui	Jaune	9
RLC-14-038MB	14F	25 cm	Oui	Orange	9
RLC40-6-038MB	6.5F	40 cm	Oui	Vert	8
RLC40-7-038MB	7.5F	40 cm	Oui	Rouge	8
RLC40-8-038MB	8.5F	40 cm	Oui	Bleu	8
RLC40-10-038MB	10F	40 cm	Oui	Violet	8
RLC40-12-038MB	12F	40 cm	Oui	Jaune	9
RLC40-14-038MB	14F	40 cm	Oui	Orange	9
RLC-6-038	6.5F	25 cm	-	Vert	8
RLC-7-038	7.5F	25 cm	-	Rouge	8
RLC-8-038	8.5F	25 cm	-	Bleu	8
RLC-10-038	10F	25 cm	-	Violet	8
RLC-12-038	12F	25 cm	-	Jaune	9
RLC-14-038	14F	25 cm	-	Orange	9

5 unités par boîte

Merit Medical France

136 Avenue Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France
+33 30 57 24 24
Fax : +33 (0)1 30 57 43 43

Merit Medical Europe, Middle East & Africa

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
+35 39 170 37 33

Free Phone for Specific Country

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (French)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Sweden
020 792 445

Switzerland
00800 9000 5060

UK
0800 973 115