



PERIPHERAL INTERVENTION

ReSolve[®]

CATETERE PER DRENAGGIO
AUTOSTATICO



Catetere per drenaggio
autostatico

CATETERE PER DRENAGGIO AUTOSTATICO

Per evitare traumatismo ai tessuti circostanti, la punta del catetere per drenaggio autostatico ReSolve è situata all'interno della curva a coda di maiale. Gli indicatori di profondità, posti sullo stelo del catetere, consentono di ottenere un inserimento di precisione e servono da riferimento per il corretto posizionamento.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

INSERIMENTO DI PRECISIONE

Gli indicatori di profondità consentono un posizionamento corretto e preciso.

ATRAUMATICO

La punta del catetere è situata all'interno della curva a coda di maiale per ridurre lesioni ai tessuti.

FACILITÀ DI INSERIMENTO

La punta rastremata e il rivestimento idrofilico ne agevolano l'inserimento, riducendo il disagio per il paziente.

SICUREZZA DEL CATETERE

La forma esclusiva facilita l'innesto del meccanismo di blocco con una sola mano; inoltre, è a prova di manomissione. Il profilo sottile del meccanismo di blocco e del connettore sono progettati per il massimo comfort del paziente.

EFFICIENZA DEL DRENAGGIO

Il maggior diametro dei fori di drenaggio determina un'alta capacità drenante, mantenendo nel contempo pervietà al catetere.

VISIBILITÀ ELEVATA

Un marker in platino, incorporato nella parete del catetere, garantisce la visualizzazione della parte prossimale del drenaggio.

FACILITÀ DI IDENTIFICAZIONE

La codifica cromatica identifica le diverse dimensioni dei drenaggi.

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Codice di catalogo	Misura French	Lunghezza utile	Banda indicatrice	Colore del connettore	Fori di drenaggio
RLC15-6-038MB	6.5F	15 cm	Sì	Verde	8
RLC15-7-038MB	7.5F	15 cm	Sì	Rosso	8
RLC15-8-038MB	8.5F	15 cm	Sì	Blu	8
RLC15-10-038MB	10F	15 cm	Sì	Viola	8
RLC15-12-038MB	12F	15 cm	Sì	Giallo	9
RLC15-14-038MB	14F	15 cm	Sì	Arancione	9
RLC-6-038MB	6.5F	25 cm	Sì	Verde	8
RLC-7-038MB	7.5F	25 cm	Sì	Rosso	8
RLC-8-038MB	8.5F	25 cm	Sì	Blu	8
RLC-10-038MB	10F	25 cm	Sì	Viola	8
RLC-12-038MB	12F	25 cm	Sì	Giallo	9
RLC-14-038MB	14F	25 cm	Sì	Arancione	9
RLC40-6-038MB	6.5F	40 cm	Sì	Verde	8
RLC40-7-038MB	7.5F	40 cm	Sì	Rosso	8
RLC40-8-038MB	8.5F	40 cm	Sì	Blu	8
RLC40-10-038MB	10F	40 cm	Sì	Viola	8
RLC40-12-038MB	12F	40 cm	Sì	Giallo	9
RLC40-14-038MB	14F	40 cm	Sì	Arancione	9
RLC-6-038	6.5F	25 cm	-	Verde	8
RLC-7-038	7.5F	25 cm	-	Rosso	8
RLC-8-038	8.5F	25 cm	-	Blu	8
RLC-10-038	10F	25 cm	-	Viola	8
RLC-12-038	12F	25 cm	-	Giallo	9
RLC-14-038	14F	25 cm	-	Arancione	9

Confezione da 5 pz.

Merit Medical Europe, Middle East & Africa

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport,
Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
+35 39 170 37 33

Free Phone for Specific Country

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (French)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Sweden
020 792 445

Switzerland
00800 9000 5060

UK
0800 973 115