




TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES CATHÉTERS

CATHÉTER	DIAMÈTRE INTERNE	
Cathéter d'angiographie	0,046"	(1168 µm)
Cathéter d'angiographie	0,040"	(1016 µm)
EmboCath® Plus	0,028"	(711 µm)
Merit Maestro®	0,027"	(686 µm)
Merit Maestro®	0,024"	(610 µm)
Merit Maestro®	0,020"	(508 µm)

Taille(s) des particules compatibles



Dispositif d'embolisation Classe IIB
CE 086
Voir instructions d'utilisation



Merit Medical Systems, Inc. • 1600 West Merit Parkway • South Jordan, Utah 84095 • 1-801-253-1600 • 1-800-35-MERIT
 Merit Medical EUROPE, AFRICA AND THE MIDDLE EAST (EMEA) • Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport • Pays-Bas • Tél.: +31 43 358 82 22
 Merit Medical France, 136, Avenue Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France • Tél. :+33 (0)1 30 57 24 24 • Fax: +33 (0)1 30 57 43 43
 Merit Medical Ireland Ltd. • Parkmore Business Park West • Galway, Irlande • +353 (0) 91 703 733
 Téléphone gratuit pour certains pays : Autriche 0800 295 374 • Belgique 0800 72 906 (néerlandais) 0800 73 172 (français) • Danemark 80 88 00 24 • France 0800 91 60 30 • Allemagne 0800 182 0871
 Irlande (République) 1800 553 163 • Luxembourg 8002 25 22 • Pays-Bas 0800 022 81 84 • Suède 020 792 • 445 • Royaume-Uni 0800 973 115

www.merit.com