



CARDIAC INTERVENTION

*PreludeEASE™*


INTRODUCTEUR HYDROPHILE

Aiguille de Ponction  
Merit Advance®



Transition optimale  
de l'introducteur au  
dilatateur

L'accès radial en  
toute facilité.



## AVANTAGES DE LA RADIALE

Les avantages bien connus de l'approche radiale comprennent moins de saignements, une ambulation plus rapidement possible par le patient et une réduction des coûts de procédures. Merit Medical lance une nouvelle gamme d'introducteurs **HYDROPHILES** pour l'accès radial, les **PreludeEASE**. Des études montrent que le revêtement hydrophile appliqué aux introducteurs peut réduire le risque de spasme artériel pendant les procédures radiales en réduisant la quantité de force nécessaire pour insérer et retirer un introducteur radial.<sup>1</sup>

Les introducteurs PreludeEASE hydrophiles, combinés avec une variété de produits pour voie radiale, accessoires, et kit personnalisés, vous offrent toutes les options nécessaires pour **OBTENIR UN ACCÈS RADIAL EN TOUTE FACILITÉ.**

### PreludeEASE™

Introducteurs hydrophiles



## SOLUTIONS POUR LA RADIALE

### Introducteurs disponibles de 4F à 7F


De plus petites tailles sont disponibles pour les patients avec de plus petites artères radiales. De plus grandes tailles sont également disponibles pour faciliter les procédures diagnostiques et interventionnelles.

### Revêtement Hydrophile

L'introducteur PreludeEASE est recouvert d'un revêtement hydrophile jusqu'à son extrémité. Un revêtement hydrophile facilite l'insertion et le retrait avec un plus grand confort pour le patient.<sup>2</sup>

### Transitions excellentes

Pour une insertion facile et sans à-coups qui veille au confort du patient.



## COMPOSANTS DU KIT POUR LA RADIALE



### Aiguille Advance® de Merit

Aiguille à biseau court avec un indicateur de biseau sur l'embase et avec un revêtement exclusif qui permettent d'assurer une insertion en douceur. Une ponction simple, unique et précise avec une aiguille en métal peut aider à réduire le risque de spasme.<sup>3</sup>



### Options de Fil-guide

Kits disponibles avec des fils-guide en acier inoxydable avec spires ou en nitinol pour que vous ayez le choix dans votre pratique clinique.



### Dispositif d'insertion de fil-guide BowTie™

Inclus dans les kits avec des fil-guides de 0,018 in. pour permettre un alignement facile et efficace des dispositifs avec le micro fil-guide.

## OPTIONS DE KIT PERSONNALISÉ

Merit peut concevoir des kits sur mesure pour répondre à vos besoins cliniques.

<sup>1</sup> Rathore S, Stables R, Pauriah M, Hakeem A, Mills J, Palmer N, Perry R, Morris J. Impact of length and hydrophilic coating of the introducer sheath on radial artery spasm during transradial coronary intervention. JACC. 2010 May;3(5):475-83.

<sup>2</sup> Kiemeneij F, Fraser D, Slagboom T, Laarman G, van der Wieken R. Hydrophilic coating aids radial sheath withdrawal and reduces patient discomfort following transradial coronary intervention: a randomized double-blind comparison of coated and uncoated sheaths. Catheter Cardiovasc Interv. 2003 Jun;59(2) 161-4.

<sup>3</sup> Kiemeneij F. Prevention and management of radial artery spasm. Journal of Invasive Cardiology. 2006 April;18(4)

Pour chaque étape de votre procédure radiale, Merit Medical vous propose des produits de haute **QUALITÉ** conçus pour répondre à vos besoins cliniques. Depuis l'accès à la procédure puis à l'hémostase, notre ensemble de **PRODUITS** pour l'**APPROCHE RADIALE** vous aidera à atteindre l'**EFFICACITÉ** clinique, économique et interventionnelle indispensable pour prodiguer les meilleurs **SOINS** possibles.

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Références	Taille (en French)	Longueur	Fil Guide Diamètre et Longueur	Type de Fil Guide	Autre Composants	Couleur de L'Embase
PHR4F7018SC	4F	7 cm	0.018" X 45 cm	Droit - Floppy Avec Spires	BowTie	Rouge
PHR5F7018SC	5F	7 cm	0.018" X 45 cm	Droit - Floppy Avec Spires	BowTie	Gris
PHR6F7018SC	6F	7 cm	0.018" X 45 cm	Droit - Floppy Avec Spires	BowTie	Vert
PHR4F11018SC	4F	11 cm	0.018" X 45 cm	Droit - Floppy Avec Spires	BowTie	Rouge
PHR5F11018SC	5F	11 cm	0.018" X 45 cm	Droit - Floppy Avec Spires	BowTie	Gris
PHR6F11018SC	6F	11 cm	0.018" X 45 cm	Droit - Floppy Avec Spires	BowTie	Vert
PHR7F11018SC	7F	11 cm	0.018" X 45 cm	Droit - Floppy Avec Spires	BowTie	Orange
PHR4F11018NTPD	4F	11 cm	0.018" X 40 cm	Mandrin NT/PD (Nitinol/Palladium)	BowTie	Rouge
PHR5F11018NTPD	5F	11 cm	0.018" X 40 cm	Mandrin NT/PD (Nitinol/Palladium)	BowTie	Gris
PHR6F11018NTPD	6F	11 cm	0.018" X 40 cm	Mandrin NT/PD (Nitinol/Palladium)	BowTie	Vert
PHR4F11021SC	4F	11 cm	0.021" X 45 cm	Droit - Floppy Avec Spires	Aucun	Rouge
PHR5F11021SC	5F	11 cm	0.021" X 45 cm	Droit - Floppy Avec Spires	Aucun	Gris
PHR6F11021SC	6F	11 cm	0.021" X 45 cm	Droit - Floppy Avec Spires	Aucun	Vert
PHR7F11021SC	7F	11 cm	0.021" X 45 cm	Droit - Floppy Avec Spires	Aucun	Orange
PHR4F16021SC	4F	16 cm	0.021" X 80 cm	Droit - Floppy Avec Spires	Aucun	Rouge
PHR5F16021SC	5F	16 cm	0.021" X 80 cm	Droit - Floppy Avec Spires	Aucun	Gris
PHR6F16021SC	6F	16 cm	0.021" X 80 cm	Droit - Floppy Avec Spires	Aucun	Vert
PHR7F16021SC	7F	16 cm	0.021" X 80 cm	Droit - Floppy Avec Spires	Aucun	Orange
PHR4F23021SC	4F	23 cm	0.021" X 80 cm	Droit - Floppy Avec Spires	Aucun	Rouge
PHR5F23021SC	5F	23 cm	0.021" X 80 cm	Droit - Floppy Avec Spires	Aucun	Gris
PHR6F23021SC	6F	23 cm	0.021" X 80 cm	Droit - Floppy Avec Spires	Aucun	Vert
PHR7F23021SC	7F	23 cm	0.021" X 80 cm	Droit - Floppy Avec Spires	Aucun	Orange
PHR6F11035SC	6F	11 cm	0.035" X 50 cm	SS; DE - Floppy Et 3mmJ	Aucun	Vert
PHR7F11035SC	7F	11 cm	0.035" X 50 cm	SS; DE - Floppy Et 3mmJ	Aucun	Orange

Tous les kits comprennent une aiguille 21G x 4 cm Advance® emballée sur un plateau; par boîte de 5 unités (0.018" = 0.46 mm 0.021" = 0.53 mm 0.035" = 0.89 mm)



#### Merit Medical Europe, Middle East & Africa

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands  
+31 43 358 82 22

#### Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland  
+35 39 170 37 33

#### Merit Medical France Ltd.

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France  
+33 30 57 24 24

#### Merit Medical Systems, Inc.

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA  
+1 801 253 1600

#### Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada

+1 801 208 4438

#### Free phone for specific country

**Austria**  
0800 295 374

**Belgium**  
0800 72 906 (Dutch)  
0800 73 172 (French)

**Denmark**  
80 88 00 24

**Finland**  
0800 770 586

**France**  
0800 91 60 30

**Germany**  
0800 182 0871

**Ireland (Republic)**  
1800 553 163

**Italy**  
800 897 005

**Luxembourg**  
8002 25 22

**Netherlands**  
0800 022 81 84

**Norway**  
800 11629

**Sweden**  
020 792 445

**Sweden**  
020 792 445

**Switzerland**  
00800 9000 5060

**UK**  
0800 973 115

403043002/A ID 140411