




CARDIAC INTERVENTION

Prelude EASE™

HYDROPHILE EINFÜHRSCHLEUSE

Merit Advance®
Punktionsnadel



Excellenter Übergang
von der Schleuse zum
Dilatator

Radialer Zugang – leicht
und sicher

RADIAL IST OPTIMAL

Ein transradialer Zugang bietet einige Vorteile, darunter ein geringeres Blutungsrisiko und eine schnellere Mobilisierung des Patienten sowie Kostenersparnisse beim Eingriff. Mit **PreludeEASE** stellt Merit Medical eine neue Familie **HYDROPHILER** Einführschleusen für den radialen Zugang vor. Studien belegen, dass hydrophile Beschichtungen nicht nur die Häufung von Gefäßspasmen, sondern auch den zum Einsetzen und Entfernen der Einführschleusen erforderlichen Kraftaufwand verringern können.¹

Kombiniert mit einer Auswahl an Radialprodukten, Zubehör und kundenspezifischen Konfigurationen, sorgt die hydrophile Einführschleuse PreludeEASE **FÜR EINEN LEICHTEN TRANSRADIALEN ZUGANG**.

PreludeEASE™

Hydrophile Einführschleusen



KONZEPT

Schleusen in den Größen 4F-7F

Kleinere Größen für Patienten mit kleinerer A. radialis. Größere Größen für leichtere Diagnostik und Intervention.

Hydrophile Beschichtung

Die hydrophile Beschichtung von PreludeEASE reicht bis zur Spitze, erleichtert das Einführen und Zurückziehen und ist für den Patienten fühlbar angenehmer.²

Sanfte Übergänge

Für reibungsloses, geschmeidiges Einführen und gesteigertes Wohlbefinden des Patienten.



KOMPONENTEN



Merit Advance® Nadel

Die Kombination aus kurzer, abgeschrägter Nadel (mit Indikator für die Abschrägung auf dem Hub) und spezieller Beschichtung sorgt für eine sanfte Punktion. Eine Einzelpunktion, präzise und direkt mittels Metallkanüle, kann dazu beitragen, das Spasmusrisiko zu senken.³



Auswahl an Führungsdrähten

Wir bieten Ihnen Sets aus Führungsdrähten mit Edelstahl-Spring Coilspirale oder Nitinol Mandrin für unterschiedliche klinische Anforderungen.



BowTie™ Führungsdraht-Einführhilfe

Enthalten in Sets mit 0.018" Führungsdrähten für leichtes, effizientes Ausrichten von Mikro-Führungsdrähten.

KUNDENSPEZIFISCHE SETS

Merit stellt gerne kundenspezifische Sets für spezielle klinische Anforderungen zusammen.

¹ Rathore S, Stables R, Pauriah M, Hakeem A, Mills J, Palmer N, Perry R, Morris J. Impact of length and hydrophilic coating of the introducer sheath on radial artery spasm during transradial coronary intervention. JACC. 2010 May;3(5):475-83.

² Kiemeneij F, Fraser D, Slagboom T, Laarman G, van der Wieken R. Hydrophilic coating aids radial sheath withdrawal and reduces patient discomfort following transradial coronary intervention: a randomized double-blind comparison of coated and uncoated sheaths. Catheter Cardiovasc Interv. 2003 Jun;59(2) 161-4.

³ Kiemeneij F. Prevention and management of radial artery spasm. Journal of Invasive Cardiology. 2006 April;18(4)

Merit Medical bietet für jeden Schritt Ihres transradialen Eingriffs und für jede klinische Anforderung **ERSTKLASSIGE** Produkte. Von Zugang über Intervention bis Hämostase – unser gut abgestimmtes Portfolio an **TRANSRADIALEN PRODUKTEN** ist für Sie der Schlüssel zu klinischer, ökonomischer und prozeduraler **EFFIZIENZ** und optimaler medizinischer **VERSORGUNG**.

BESTELLANGABEN

Katalognummer	French	Länge	Führungsdraht Durchmesser & Länge	Führungsdrahts	Andere Komponenten	Farbe des Hub
PHR4F7018SC	4F	7 cm	0,018" X 45 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	BowTie	Rot
PHR5F7018SC	5F	7 cm	0,018" X 45 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	BowTie	Grau
PHR6F7018SC	6F	7 cm	0,018" X 45 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	BowTie	Grün
PHR4F11018SC	4F	11 cm	0,018" X 45 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	BowTie	Rot
PHR5F11018SC	5F	11 cm	0,018" X 45 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	BowTie	Grau
PHR6F11018SC	6F	11 cm	0,018" X 45 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	BowTie	Grün
PHR7F11018SC	7F	11 cm	0,018" X 45 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	BowTie	Orange
PHR4F11018NTPD	4F	11 cm	0,018" X 40 cm	NT/PD (Palladium) Mandrin	BowTie	Rot
PHR5F11018NTPD	5F	11 cm	0,018" X 40 cm	NT/PD (Palladium) Mandrin	BowTie	Grau
PHR6F11018NTPD	6F	11 cm	0,018" X 40 cm	NT/PD (Palladium) Mandrin	BowTie	Grün
PHR4F11021SC	4F	11 cm	0,021" X 45 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	Keine	Rot
PHR5F11021SC	5F	11 cm	0,021" X 45 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	Keine	Grau
PHR6F11021SC	6F	11 cm	0,021" X 45 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	Keine	Grün
PHR7F11021SC	7F	11 cm	0,021" X 45 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	Keine	Orange
PHR4F16021SC	4F	16 cm	0,021" X 80 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	Keine	Rot
PHR5F16021SC	5F	16 cm	0,021" X 80 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	Keine	Grau
PHR6F16021SC	6F	16 cm	0,021" X 80 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	Keine	Grün
PHR7F16021SC	7F	16 cm	0,021" X 80 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	Keine	Orange
PHR4F23021SC	4F	23 cm	0,021" X 80 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	Keine	Rot
PHR5F23021SC	5F	23 cm	0,021" X 80 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	Keine	Grau
PHR6F23021SC	6F	23 cm	0,021" X 80 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	Keine	Grün
PHR7F23021SC	7F	23 cm	0,021" X 80 cm	Spring Coil; Spitze Floppy Gerade	Keine	Orange
PHR6F11035SC	6F	11 cm	0,035" X 50 cm	SS; DE - Floppy und 3 MmJ	Keine	Grün
PHR7F11035SC	7F	11 cm	0,035" X 50 cm	SS; DE - Floppy und 3 MmJ	Keine	Orange

Alle sets beinhalten eine 21g x 4 cm Advance® nadel verpackt in trays zu 5 stück (0,018" = 0,46 mm 0,021" = 0,53 mm 0,035" = 0,89 mm)



Merit Medical Europe, Middle East & Africa

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
+35 39 170 37 33

Merit Medical France Ltd.

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France
+33 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA
+1 801 253 1600

Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada

+1 801 208 4438

Free phone for specific country

Austria 0800 295 374	France 0800 91 60 30	Luxembourg 8002 25 22	Sweden 020 792 445
Belgium 0800 72 906 (Dutch) 0800 73 172 (French)	Germany 0800 182 0871	Netherlands 0800 022 81 84	Switzerland 00800 9000 5060
Denmark 80 88 00 24	Ireland (Republic) 1800 553 163	Norway 800 11629	UK 0800 973 115
Finland 0800 770 586	Italy 800 897 005	Sweden 020 792 445	

403043003/A ID 140411