



CARDIAC INTERVENTION

Prelude EASE™

HİDROFİLİK İNTRODÜSER KILIF



Merit Advance®
Erişim İğnesi

Üstün Sheath Dilator Geçişi

Kolay Radyal Erişim

RADYAL YAKLAŞIMIN AVANTAJLARI

Radyal yaklaşımın iyi bilinen bazı avantajları daha az kanama, daha hızlı ambulasyon ve daha düşük işlem maliyetidir. Merit Medical, radyal erişim için yeni bir **HIDROFİLİK** introdüser kılıf grubu sunuyor: **PreludeEASE**. Çalışmalar, introdüser kılıfların üzerindeki hidrofilik kaplamanın radyal prosedürler sırasında görülen arteryel spazm insidansını düşürebileceğini ve radyal kılıfın sokma ve çıkarma işlemlerinde daha az kuvvet kullanılmasına imkan verdiğini göstermiştir.¹

PreludeEASE Hidrofilik İntrodüser Kılıflar, sunulan diğer radyal ürünler, aksesuarlar ve özel kit konfigürasyonlarıyla **KOLAY RADYAL ERIŞİM** için ihtiyacınız olan tüm seçenekleri sunar.

PreludeEASE™

Hidrofilik İntrodüser Kılıflar



RADYAL ÇÖZÜMLER

4F-7F ebatlarında kılıflar

Radial arterleri dar olan hastalar için küçük ebatlar. Tanısal ve girişimsel işlemler için daha büyük ebatlar da bulunmaktadır.

Hidrofilik Kaplama

PreludeEASE kılıf, uca kadar hidrofilik kaplamaya sahiptir. Hidrofilik kaplama sokma ve çıkarma işlemini kolaylaştırdığı gibi hastaya konfor da sağlar.²

Mükemmel Geçiş

Hasta konforu sağlayan rahat ve kolay girişim için.



RADYAL KİT UNSURLARI



Merit Advance® İğne

Hub üzerinde uç göstergesi bulunan kısa uç tip iğne özel kaplamasıyla kolay giriş sağlar. Metal iğneyle doğru noktaya direkt ponksiyon spazm riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir³



Kılavuz Tel Seçenekleri

Sarmal yaylı paslanmaz çelik veya nitinol mandrel kılavuz tel içeren kitler klinik uygulamalar için seçenek çeşitliliği sağlar.



BowTie™ Kılavuz Tel İnsersiyon Cihazı

Cihazların mikro kılavuz tellerle kolay ve hızlı bir şekilde hizalanması için 0,018" kılavuz tel kitleriyle verilir.

ÖZEL KİT SEÇENEKLERİ

Merit, kitleri klinik ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilir.

¹ Rathore S, Stables R, Pauriah M, Hakeem A, Mills J, Palmer N, Perry R, Morris J. Impact of length and hydrophilic coating of the introducer sheath on radial artery spasm during transradial coronary intervention. JACC. 2010 May;3(5):475-83.

² Kiemeneij F, Fraser D, Slagboom T, Laarman G, van der Wieken R. Hydrophilic coating aids radial sheath withdrawal and reduces patient discomfort following transradial coronary intervention: a randomized double-blind comparison of coated and uncoated sheaths. Catheter Cardiovasc Interv. 2003 Jun;59(2) 161-4.

³ Kiemeneij F. Prevention and management of radial artery spasm. Journal of Invasive Cardiology. 2006 April;18(4)

Radyal prosedürün her adımında Merit Medical, klinik ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış yüksek **KALİTEDE** ürünler sunar. **RADYAL YAKLAŞIMDA** erişim, girişim ve hemostaz aşamalarının tümü için geliştirdiğimiz **ÜRÜN** grubumuz, mümkün olan en iyi **SAĞLIK HİZMETİNİ** sunmak için gereken klinik, ekonomik ve işlemsel **ETKİNLİĞİ** yakalamanıza yardımcı olur.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Katalog Numaraları	FR	Uzunluk	Kıla Vuz Tel Çapı ve Uzunluğu	Kılavuz Tel Tipi	Diğer Bileşenle	Kilif Hub Rengi
PHR4F7018SC	4F	7 cm	0,018" X 45 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	BowTie	Kırmızı
PHR5F7018SC	5F	7 cm	0,018" X 45 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	BowTie	Gri
PHR6F7018SC	6F	7 cm	0,018" X 45 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	BowTie	Yeşil
PHR4F11018SC	4F	11 cm	0,018" X 45 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	BowTie	Kırmızı
PHR5F11018SC	5F	11 cm	0,018" X 45 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	BowTie	Gri
PHR6F11018SC	6F	11 cm	0,018" X 45 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	BowTie	Yeşil
PHR7F11018SC	7F	11 cm	0,018" X 45 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	BowTie	Turuncu
PHR4F11018NTPD	4F	11 cm	0,018" X 40 cm	NT/PD (Paladyum) Mandrel	BowTie	Kırmızı
PHR5F11018NTPD	5F	11 cm	0,018" X 40 cm	NT/PD (Paladyum) Mandrel	BowTie	Gri
PHR6F11018NTPD	6F	11 cm	0,018" X 40 cm	NT/PD (Paladyum) Mandrel	BowTie	Yeşil
PHR4F11021SC	4F	11 cm	0,021" X 45 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	Yok	Kırmızı
PHR5F11021SC	5F	11 cm	0,021" X 45 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	Yok	Gri
PHR6F11021SC	6F	11 cm	0,021" X 45 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	Yok	Yeşil
PHR7F11021SC	7F	11 cm	0,021" X 45 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	Yok	Turuncu
PHR4F16021SC	4F	16 cm	0,021" X 80 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	Yok	Kırmızı
PHR5F16021SC	5F	16 cm	0,021" X 80 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	Yok	Gri
PHR6F16021SC	6F	16 cm	0,021" X 80 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	Yok	Yeşil
PHR7F16021SC	7F	16 cm	0,021" X 80 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	Yok	Turuncu
PHR4F23021SC	4F	23 cm	0,021" X 80 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	Yok	Kırmızı
PHR5F23021SC	5F	23 cm	0,021" X 80 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	Yok	Gri
PHR6F23021SC	6F	23 cm	0,021" X 80 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	Yok	Yeşil
PHR7F23021SC	7F	23 cm	0,021" X 80 cm	Yaylı; Düz Yumuşak Tip	Yok	Turuncu
PHR6F11035SC	6F	11 cm	0,035" X 50 cm	SS; DE - Yumuşak Ve 3 mmJ	Yok	Yeşil
PHR7F11035SC	7F	11 cm	0,035" X 50 cm	SS; DE - Yumuşak Ve 3 mmJ	Yok	Turuncu

Tüm kitlelerde bir adet 21G x 4 cm Advance® iğne bulunur. Tepsi içinde ambalajlanmıştır; her kutuda 5 adet bulunur (0,018" = 0,46 mm 0,021" = 0,53 mm 0,035" = 0,89 mm)



Merit Medical Europe, Middle East & Africa

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
+35 39 170 37 33

Merit Medical France Ltd.

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France
+33 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA
+1 801 253 1600

Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada

+1 801 208 4438

Free phone for specific country

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (French)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Sweden
020 792 445

Sweden
020 792 445

Switzerland
00800 9000 5060

UK
0800 973 115

403043008 /A ID 140411